

# Пробирки 5 мл

Промежуточный объем для лаборатории

НОВИНКА!



## Пробирки для проб средних объёмов:

- Удобная работа с объёмами от 2 до 5 мл
- Надёжный принцип закрывания SafeSeal
- Стандарт PCR Performance Tested для применений с высокими требованиями



 **SARSTEDT**

## Надёжная работа с объёмами от 2 до 5 мл

Рутинная лабораторная работа, такая как серия разбавлений, разрушение клеток или хранение образцов, часто требует объемов выше 2 мл. Из-за тонкой конструкции или винтовой крышки микропробирки с большим объемом не всегда идеально подходят для этих целей.

Наши новые микропробирки сочетают в себе преимущества наших микропробирок SafeSeal и резьбовых пробирок на 5 мл. Они легко открываются одной рукой благодаря эргономичному дизайну; защелкивающаяся крышка с манжетным уплотнением и замочком обеспечивает надежное и безопасное закупоривание даже при тепловой нагрузке. Широкая петля позволяет легко и точно закрывать пробирку. Таким образом, перепутывание отдельных винтовых крышек исключено.



## Преимущества пробирок 5 мл

- Прочный полипропилен – возможность центрифугирования до 21 000 x g и автоклавирования
- Оттиснутая градуировка – простота контроля объёма
- Поле для надписей и матовая крышка – безопасная маркировка и быстрая идентификация
- Малая высота – низкий риск контаминации, конус пипетки не погружается в микропробирку
- Компактный размер – экономия места при хранении проб, рабочих сред и культур

## Информация для заказа

№ для заказа	Наименование	Упаковка
72.701	Пробирка 5 мл	100 шт. в пакете, 200 шт. в коробке
72.701.400	Пробирка 5 мл, PCR Performance Tested	100 шт. в пакете, 200 шт. в коробке

## Аксессуары

№ для заказа	Наименование	Формат	Размер, мм	Упаковка
93.850.001	Штатив из поликарбоната для 18 пробирок 5 мл	6 x 3	137 x 70 x 40 (Д x Ш x В)	1 шт. в коробке
93.1431.001	Штатив из поликарбоната для 48 пробирок 5 мл	12 x 4	257 x 90 x 40 (Д x Ш x В)	1 шт. в коробке

Сарштедт АГ & Ко.  
Люсиновская 36, стр.1  
115093, Москва  
Тел./факс +7 495 937 52 28  
info.ru@sarstedt.com  
www.sarstedt.com