

Provette da 5 ml

La misura intermedia per il laboratorio

NOVITÀ!



Provetta per volumi medi:

- Comoda manipolazione di livelli di riempimento compresi tra 2 e 5 ml
- Affidabile chiusura SafeSeal
- Qualità "PCR Performance-Tested" per applicazioni più sofisticate



 **SARSTEDT**

Manipolazione sicura di livelli di riempimento compresi tra 2 e 5 ml

Le applicazioni di routine nel laboratorio, quali ad es. serie di diluizione, estrazione cellulare o conservazione di campioni, richiedono spesso capacità maggiori di 2 ml. I contenitori di volume superiore spesso non rappresentano la soluzione ideale a causa del design sottile o della chiusura a vite.

La nuova provetta Sarstedt unisce i vantaggi delle provette SafeSeal e delle provette con tappo a vite da 5 ml in unico prodotto. Grazie al design ergonomico, che consente la semplice apertura con una sola mano, i cappucci a scatto con bordo di tenuta e tacche di ritenzione si chiudono in modo sicuro anche in condizioni di sollecitazione termica. L'ampia attaccatura del cappuccio consente una chiusura facile e precisa, evitando il rischio di scambiare tra loro tappi a vite separati.



Vantaggi della provetta da 5 ml

- Robusto polipropilene – possibilità di centrifugazione fino a 21.000 x g, autoclavabile
- Scala graduata in rilievo – semplice controllo del volume
- Area di scrittura e cappuccio satinato – marcatura sicura e rapida identificazione
- Altezza ridotta – basso rischio di contaminazione, il cono della pipetta non deve essere immerso nel contenitore
- Dimensioni compatte – sistemazione salvaspazio di campioni, fluidi o colture

Dati per l'ordinazione

Codice articolo	Descrizione	Confezione / Pezzi
72.701	Provetta da 5 ml	200/cartone 100/sacchetto
72.701.400	Provetta da 5 ml , PCR Performance Tested	200/cartone 100/sacchetto

Accessori

Codice articolo	Descrizione	Formato	Dimensioni esterne (mm)	Confezione
93.850.001	Supporto in policarbonato per 18 Provette da 5 ml	6 x 3	137 x 70 x 40 (lung. x larg. x alt.)	1 / cartone
93.1431.001	Supporto in policarbonato per 48 Provette da 5 ml	12 x 4	257 x 90 x 40 (lung. x larg. x alt.)	1 / cartone

Sarstedt S.r.l.
Via della Siderurgia, 12
37139 Verona
Tel: +39 045 8510 114
Fax: +39 045 8510 118
info.it@sarstedt.com
www.sarstedt.com