

5 ml mikro santrifüj tüpü

Laboratuvar için ara ebat

YENİ



Orta hacimler için mikro santrifüj tüpü:

- 2 ile 5 ml arası dolum miktarları için konforlu kullanım
- Güvenilir SafeSeal kapak prensibi
- Daha fazla titizlik isteyen uygulamalar için PCR Performance-Tested kalitesi



SARSTEDT

5 ml mikro santrifüj tüpü

2 ile 5 ml arası dolun miktarları için güvenli kullanım

Laboratuvarda seyreltme serileri, hücre çözülmesi veya numune saklama gibi rutin uygulamalar çoğu kez 2 ml üzeri dolun miktarını gerektirir. Daha büyük hacimli tüpler, dar tasarımları ve vidalı kapakları nedeniyle çoğu kez bu amaca pek uygun değildir.

Yeni Sarstedt mikro santrifüj tüpü, SafeSeal mikro santrifüj tüplerinin ve 5 ml vidalı kapaklı tüplerin avantajlarını bir araya getiriyor. Ergonomik tasarımı sayesinde tek elle kolayca açılabilir ve sızdırmaz kenarlı ve kulaklı basma kapaklar termal zorlanmalarda dahi güvenilir şekilde kapanır. Geniş kapak sistemi kolay ve hassas kapatma sağlar. Aynı vidalı kapakların karıştırılması tehlikesi ortadan kalkar.



5 ml mikro santrifüj tüpün ürün avantajları

- Dayanıklı polipropilen – 21.000 x g değerine kadar santrifüj edilebilir, otoklavlanabilir
- Kabartma skala – kolay hacim kontrolü
- Yazı alanı ve donuk kapak – güvenli işaretleme ve hızlı identifikasyon
- Düşük yükseklik – azalan kontaminasyon riski, pipet konisinin tüpün içine girmesi gerekmez
- Kompakt ebat – numuneler, ortamlar ve kültürler yer tasarrufu sağlayacak şekilde saklanır

Sipariş bilgileri

Sipariş no.	Açıklama	Ambalaj
72.701	5 ml mikro santrifüj tüpü	100/Torba 200/Kutu
72.701.400	5 ml mikro santrifüj tüpü , PCR Performance Tested	100/Torba 200/Kutu



Aksesuar

Sipariş no.	Açıklama	Format	Dış ölçüler (mm)	Ambalaj
93.850.001	18 ad. 5 ml mikro santrifüj tüp için polikarbonat stand	6 x 3	137 x 70 x 40 (U x G x Y)	1 / Kutu
93.1431.001	48 ad. 5 ml mikro santrifüj tüp için polikarbonat stand	12 x 4	257 x 90 x 40 (U x G x Y)	1 / Kutu

SARSTEDT INTERNATIONAL GmbH TÜRKİYE
İRTİBAT BÜROSU
Acıbadem Mh. Çeçen Sokak
Akasya Acıbadem Sitesi Kent Kule A Giriş
Kat:27 Da:158
Kadıköy – İstanbul, TURKEY
Tel: + 90 216 290 18 65
Fax:+ 90 216 290 18 64
info.tr@sarstedt.com, www.sarstedt.com

