

Centrífuga LC 24

A solução perfeita para o S-Monovette®



- Inclui rotor móvel para até 24 tubos (\varnothing 11 a 13 mm e comprimento de 65 a 100 mm), divididos em 06 suportes com tampas e com capacidade para até 04 tubos cada
- Armazena até 10 programas de centrifugação definidos pelo usuário
- Detecção e proteção contra desbalanceamento e desequilíbrio
- Operação silenciosa para um ambiente de trabalho mais agradável
- O rotor móvel produz uma separação mais eficiente garantindo um volume maior de soro ou plasma
- Travamento automático e bloqueio da tampa garantindo segurança do operador
- A tampa transparente permite a observação segura da amostra e calibração óptica da velocidade
- Estrutura em aço com alta resistência e longa durabilidade
- Contador de ciclos de utilização para monitoramento do uso da centrífuga
- Rotores, adaptadores e acessórios opcionais disponíveis para máxima versatilidade

Centrífuga LC 24

Especificações Técnicas

Velocidade ajustável:	500 a 4.300 RPM
Força g ajustável:	40 a 3.150 x g
Capacidade máx.:	24 tubos 17 x 100 mm (rotor incluso)
Tempo de centrifugação ajustável:	30 segundos a 99 minutos
Aceleração:	Menor que 15 segundos
Tempo de frenagem ajustável:	Menor que 15 segundos
Peso:	18 kg
Dimensões (L x P x A):	370 x 430 x 230 mm

Especificações Elétricas

Tensão de alimentação:	230 V
Potência:	200 W
Frequência:	50-60 Hz

Acessórios para centrífuga

Imagem	Código	Item	Descrição	Embalagem
	92.184.755	Tampa para suporte de tubos LC 24 (6)	Tampa para suporte de tubos da centrífuga LC 24	Kit com 6 unidades
	92.184.751	Suporte para tubos LC 24 5f 100 (6)	Suporte de tubos da centrífuga LC 24, com 4 posições para tubos com dimensões \varnothing 11 a 13 mm e comprimento de 65 a 100 mm	Kit com 6 unidades

Informações para pedido

Código	Descrição
90.184.700	Centrífuga LC 24, 230 V, incluindo rotor móvel para 24 tubos, com 6 suportes de 4 tubos, 6 tampas para suportes de tubo
90.184.701	Centrífuga LC 24 E, 115 V, incluindo rotor móvel para 24 tubos, com 6 suportes de 4 tubos, 6 tampas para suportes de tubo
90.184.710	Centrífuga LC 24 E, 230 V, incluindo rotor móvel para 24 tubos, com 6 suportes de 4 tubos, 6 tampas para suportes de tubo
92.184.751	Suporte de tubos para até 4 tubos de 100 mm de altura
92.184.752	Suporte de tubos para um 01 tubo de 50 ml
92.184.753	Espaçador de tubos, 01 pol.
92.184.754	Espaçador de tubos, ¼ pol.
92.184.755	Tampa para suporte de tubos
92.184.756	Rotor móvel para até 24 tubos divididos em 06 suportes
92.184.757	Rotor fixo para até 06 tubos de 50 ml
92.184.758	Suporte de tubos de 50 ml
92.184.759	Rotor móvel para até 12 tubos
92.184.760	Suporte de tubos de 125 mm de altura
92.184.761	Suporte de tubos de 100 mm de altura
92.184.762	Suporte de tubos de 75 mm de altura
92.184.763	Tampa suporte de tubos individuais

Sarstedt LTDA
Alameda Ásia, 144
Polo Empresarial Tamboré
CEP 06543-312
SANTANA DE PARNAIBA - SP
Tel: +55 11 4152 2233
Fax: +55 11 4152 3198
info.br@sarstedt.com
www.sarstedt.com