

Aiguilles spinales REGANESTH®

Avec connecteur non Luer NRFit™ conforme à la norme ISO 80369-6

NRFit™

Connecteur non Luer conforme à la norme ISO 80369-6




Haute Qualité de fabrication – Caractéristiques perfectionnées pour la sécurité du patient

- Embase anatomique
- Chambre d'observation du liquide céphalo-rachidien avec effet loupe
- ISO 80369-6 : nouvelles exigences relatives aux raccords utilisés dans le domaine des applications neuraxiales et des blocs nerveux périphériques
- Prévention des erreurs de raccordement entre les différents domaines d'application

L'embase

» Forme de canule inchangée




NRFit™

Connecteur non Luer conforme à la norme ISO 80369-6

- » Embase optimisée
- » Manipulation pratique
- » Poignée améliorée
- » Chambre de visualisation lumineuse

Précision des canules fabriquées par SARSTEDT

Pointe crayon



Quincke



Références pour commande pointe crayon

Réf.	Désignation	Couleur	Cdt
79.8081.514	Aiguille spinale REGANESTH® pointe crayon NRFit 27G x 90 mm, aig. int.	●	20
79.8081.524	Aiguille spinale REGANESTH® pointe crayon NRFit 27G x 38 mm	●	20
79.8081.534	Aiguille spinale REGANESTH® pointe crayon NRFit 27G x 103 mm, aig. int.	●	20
79.8081.544	Aiguille spinale REGANESTH® pointe crayon NRFit 27G x 120 mm, aig. int.	●	20
79.8081.804	Aiguille spinale REGANESTH® pointe crayon NRFit 25G x 90 mm, aig. int.	●	20
79.8081.434	Aiguille spinale REGANESTH® pointe crayon NRFit 25G x 103 mm, aig. int.	●	20
79.8081.844	Aiguille spinale REGANESTH® pointe crayon NRFit 25G x 120 mm, aig. int.	●	20
79.8081.814	Aiguille spinale REGANESTH® pointe crayon NRFit 24G x 90 mm, aig. int.	●	20
79.8081.824	Aiguille spinale REGANESTH® pointe crayon NRFit 24G x 120 mm, aig. int.	●	20
79.8081.834	Aiguille spinale REGANESTH® pointe crayon NRFit 24G x 150 mm, aig. int.	●	20
79.8081.214	Aiguille spinale REGANESTH® pointe crayon NRFit 22G x 90 mm	●	20
79.8081.224	Aiguille spinale REGANESTH® pointe crayon NRFit 22G x 120 mm	●	20

Références pour commande Quincke

Réf.	Désignation	Couleur	Cdt
79.8082.254	Aiguille spinale REGANESTH® Quincke NRFit 25G x 90 mm, aig. int.	●	20
79.8082.124	Aiguille spinale REGANESTH® Quincke NRFit 22G x 120 mm	●	20
79.8082.184	Aiguille spinale REGANESTH® Quincke NRFit 22G x 180 mm	●	20
79.8082.024	Aiguille spinale REGANESTH® Quincke NRFit 22G x 38 mm	●	20
79.8082.214	Aiguille spinale REGANESTH® Quincke NRFit 22G x 50 mm	●	20
79.8082.224	Aiguille spinale REGANESTH® Quincke NRFit 22G x 90 mm	●	20
79.8082.204	Aiguille spinale REGANESTH® Quincke NRFit 20G x 90 mm	●	20

Distribution par :

SARSTEDT AG & Co. KG
 P.O. Box 12 20
 D-51582 Nümbrecht
 Phone: +49 2293 305 0
 Fax: +49 2293 305 3992
 export@sarstedt.com
 www.sarstedt.com

NRFit™ est une marque de GEDSA, dont l'utilisation est soumise à autorisation.