

Garrot à usage unique

conçu pour une prévention efficace contre les infections

NOUVEAU !



- Utilisation axée sur la prévention des contaminations croisées
- Matériau très souple et sans latex pour un confort optimisé
- Manipulation simple et intuitive
- Une taille unique convenant aussi bien aux enfants en bas âge qu'aux adultes

Manipulation aisée d'une seule main

Le garrot TourniSTRETCH® a été développé afin de permettre une prévention efficace des infections.

Fabriqué à partir d'un matériau souple, il exerce une tension optimale grâce à son élasticité importante et homogène: le patient continue de ressentir un certain confort.

Le système intuitif de pose du garrot, la simplicité de serrage et le desserrage rapide permettent aux utilisateurs une manipulation simple tout en contribuant à la technique d'utilisation à une seule main.



Manipulation



Appliquer le garrot TourniSTRETCH® autour du bras en veillant à ce que le bouton soit orienté vers le haut



Faire passer le garrot à travers la boucle et le tirer en conséquence



Enclancher le bouton dans un des trous de l'extrémité du garrot pour le fixer en position



De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante : www.sarstedt.com/tournistretch

Informations pour commande

Réf.	Désignation	Conditionnement
95.1008	Garrot à usage unique TourniSTRETCH®	25 unités/sachet, 500 unités/carton

Sarstedt S.A.R.L.
Route de Gray
Z.I. des Plantes
70150 Marnay
Tel: +33 3 84 31 95 95
Fax: +33 3 84 31 95 99
info.fr@sarstedt.com
www.sarstedt.com