

# Safety-Lanzette Produktspektrum





Ausführung	Mini	Normal	Extra	Super	Neonatal
<b>Bestellnummer</b>	85.1015	85.1016	85.1017	85.1018	85.1019
<b>Nadelgröße</b>	28 G	21 G	18 G	Klinge 1,5 mm	Klinge 1,5 mm
<b>Einstichtiefe</b>	1,6 mm	1,8 mm	1,8 mm	1,6 mm	1,2 mm
<b>Blutmenge ca.*</b>	bis zu 10 µl	10 - 50 µl	20 - 100 µl	100 - 500 µl	50 - 250 µl
<b>Punktionsstelle</b>	Finger, Ohr, Ferse	Finger, Ohr, Ferse	Finger, Ohr, Ferse	Finger, Ohr, Ferse	Ferse, Finger
<b>empfohlene Entnahmegefäße</b>	End-to-End-Kapillare	Microvette® 100	Microvette® 200, CB 200	Microvette® 200, 300, 500, CB 200, Multivette® 600	Microvette® 200, 300, 500, CB 200
<b>Anwendungsbeispiele</b>	Kleinkinder, Erwachsene: Diabetiker, Onkologie, Blutzuckerbestimmung	Kinder, Erwachsene: Hämatokrit, kleines Blutbild	Kinder, Erwachsene, adipöse Erwachsene: kapillare Blutgasanalytik, großes Blutbild	Kinder, Erwachsene mit sehr großen Abnahmemengen, Neugeborene: kleines Blutbild, Retikulozyten, Stoffwechselfest	Kinder, Erwachsene mit großen Abnahmemengen, Neugeborene: kleines Blutbild, Blutzucker, Bilirubin

\* Wir möchten darauf hinweisen, dass die Auswahl der richtigen Ausführung immer von verschiedenen Faktoren, wie Hauttyp, der Durchblutung der Haut, der Punktionsstelle und dem korrekten Aufsetzen der Safety-Lanzette auf der Haut, abhängt.  
Im Zweifelsfall wird vor der routinemäßigen Anwendung die Testung einer Auswahl verschiedener Safety-Lanzetten empfohlen.  
Die hier dargestellten Angaben haben daher nur empfehlenden Charakter und ersetzen keinesfalls ärztlichen, wissenschaftlichen oder technischen Rat.



# Safety-Lancet Product Range

					
<b>Version</b>	<b>Mini</b>	<b>Normal</b>	<b>Extra</b>	<b>Super</b>	<b>Neonatal</b>
<b>Order no.</b>	85.1015	85.1016	85.1017	85.1018	85.1019
<b>Needle size</b>	28 G	21 G	18 G	Blade 1.5 mm	Blade 1.5 mm
<b>Penetration depth</b>	1.6 mm	1.8 mm	1.8 mm	1.6 mm	1.2 mm
<b>Blood volume*</b>	up to 10 µl	10 - 50 µl	20 - 100 µl	100 - 500 µl	50 - 250 µl
<b>Puncture site</b>	finger, ear, heel	finger, ear, heel	finger, ear, heel	finger, ear, heel	heel, finger
<b>Recommended collection tubes</b>	end-to-end-capillary	Microvette® 100	Microvette® 200, CB 200	Microvette® 200, 300, 500, CB 200, Multivette® 600	Microvette® 200, 300, 500, CB 200
<b>Application</b>	Small children, adults: diabetics, oncology, blood sugar determination	Children, adults: haematocrit, blood count	Children, adults, obese adults: capillary blood gas analytics, full blood count	Children, adults with very large blood volumes, newborn: full blood count, reticulocytes, metabolism test	Children, adults with large collection volumes, newborn: blood count, blood sugar, bilirubin

\* Please be aware that the selection of the appropriate lancet depends upon various factors, such as skin type, blood flow to the puncture site and the correct application of the Safety-Lancet onto the skin. In case of doubt, it is recommended to test a selection of different Safety-Lancets prior to using the products for routine applications. The information given above is a recommendation only and does not, under any circumstances replace medical, scientific or technological advice.