

Tamiz celular Sarstedt

Filtrado de suspensiones de células individuales - rápido y sencillo

¡NUEVO!



Los tamices celulares Sarstedt constituyen una solución innovadora, rápida y fácil de manejar para suspensiones de células individuales (cultivos celulares primarios, citometría de flujo).

Características y ventajas

- Tamaños de poro codificados por color: 40 μm (azul), 70 μm (blanco) y 100 μm (amarillo)
- Borde circular para una manipulación fácil y segura
- Ventilación continua gracias a cuatro puntos de elevación en el marco que evitan el denominado efecto „Air-Lock“ y el consiguiente rebosamiento del tamiz celular
- Capacidad de apilado de los tamices celulares: permite un filtrado en varios pasos
- Compatible con los tubos de centrifuga de 50 ml
- El adaptador garantiza la compatibilidad con numerosos tubos de menor tamaño (p. ej., tubos de centrifuga de 15 ml, tubos FACS de 12 x 75 mm)

Información

Referencia	Descripción	Presentación
83.3945.040	Tamiz celular, tamaño de poro 40 μm , código de color: azul, estéril	1 ud/blíster; 50 uds/caja
83.3945.070	Tamiz celular, tamaño de poro 70 μm , código de color: blanco, estéril	1 ud/blíster; 50 uds/caja
83.3945.100	Tamiz celular, tamaño de poro 100 μm , código de color: amarillo, estéril	1 ud/blíster; 50 uds/caja
83.3945.999	Adaptador para tamices celulares, para tubos de 15 ml, 5 ml, 17x100mm y 12x75, estéril	1 ud/blíster; 25 uds/caja

SARSTEDT S. A. U.
Camí de Can Garu, 24
P. I. Valldoríol
08430 - La Roca del Vallès
Tel. +34 938464103
Fax +34 8465975
info.es@sarstedt.com
www.sarstedt.com

 **SARSTEDT**