

Cell Strainer (coador para células) Sarstedt

Filtração de suspensões de células individuais - rápido e simples

NOVO!



Os coadores para células da Sarstedt oferecem uma solução inovadora, rápida e de manuseio simples para suspensões de células individuais (culturas de células primárias, citometria de fluxo).

Propriedades e vantagens

- Tamanhos de poros identificados por cores – 40 μm (azul), 70 μm (branca) e 100 μm (amarela)
- Borda em toda a circunferência, com alça para um manuseio fácil e seguro
- Quatro hastes na estrutura proporcionam uma ventilação contínua durante a filtração, evitando o chamado efeito “air lock” e, assim, o transbordamento do coador para células
- A possibilidade de empilhamento dos coadores para células permite uma filtração em vários níveis
- Compatível com tubos de centrifugação comuns de 50 ml
- O adaptador oferece compatibilidade com uma variedade de tubos de volume menor (por ex., tubos de centrifugação de 15 ml, tubos FACS 12 x 75 mm)

Informações para pedidos

Código	Descrição	Embalagem
83.3945.040	Coador para células, 40 μm de tamanho do poro, código de cor: azul, estéril	1 und/blister; 50 und/caixa
83.3945.070	Coador para células, 70 μm de tamanho do poro, código de cor: branca, estéril	1 und/blister; 50 und/caixa
83.3945.100	Coador para células, 100 μm de tamanho do poro, código de cor: amarela, estéril	1 und/blister; 50 und/caixa
83.3945.999	Adaptador de coador para células para tubos de 15 ml, 5 ml, 17 x 100 mm e 12 x 75, estéril	1 und/blister; 25 und/caixa

Sarstedt LTDA
Alameda Ásia, 144
Polo Empresarial Tamboré
CEP 06543-312
Santana de Parnaíba - SP
Tel: +55 11 4152 2233
Fax: +55 11 4152 3198
info.br@sarstedt.com
www.sarstedt.com

 **SARSTEDT**