

Sita komórkowe Sarstedt

Filtracja zawiesin pojedynczych komórek – szybko i łatwo

NOWOŚĆ!



Sita komórkowe Sarstedt oferują innowacyjne, szybkie i łatwe do użycia rozwiązanie do zawiesin pojedynczych komórek (hodowle pierwotne komórek, cytometria przepływowa)

Właściwości i zalety

- Oznakowane barwne wielkości porów – 40 μm (kolor niebieski), 70 μm (kolor biały) i 100 μm (kolor żółty)
- Otaczająca dookoła krawędź z uchwytem zapewniającą łatwą i bezpieczną obsługę
- Cztery żebra na ramce powodują ciągłą wentylację podczas filtracji i zapobiegają tzw. efektowi „air lock”, a tym samym przepełnieniu sita komórkowego
- Możliwość układania sit komórkowych w stos umożliwia wielostopniową filtrację
- Kompatybilne z powszechnie stosowanymi probówkami wirówkowymi o pojemności 50 ml
- Dzięki adapterowi kompatybilność z dużą ilością mniejszych probówek (np. probówkami wirówkowymi o pojemności 15 ml, probówkami FACS 12 x 75 mm)

Informacje dla zamawiających

Numer zamówienia	Nazwa	Opakowanie
83.3945.040	Sito komórkowe, wielkość porów 40 μm , kod barwny: niebieski, sterylne	1 szt./blister; 50 szt./pudełko
83.3945.070	Sito komórkowe, wielkość porów 70 μm , kod barwny: biały, sterylne	1 szt./blister; 50 szt./pudełko
83.3945.100	Sito komórkowe, wielkość porów 100 μm , kod barwny: żółty, sterylne	1 szt./blister; 50 szt./pudełko
83.3945.999	Adapter do sit komórkowych do probówek 15 ml, 5 ml, 17x100 mm i 12x75, sterylne.	1 szt./blister; 25 szt./pudełko

SARSTEDT Sp. z o.o.
ul. Warszawska 25
Blizne Łaszczyńskiego
05-082 Stare Babice
Tel: +48 22 722 05 43
Fax: +48 22 722 07 95
info.pl@sarstedt.com
www.sarstedt.com

 **SARSTEDT**