

# Sarstedt sejtszűrők

Egysejtes szuszpenzió készítése – gyorsan és egyszerűen

ÚJDONSÁG!



A Sarstedt sejtszűrők innovatív, gyors és egyszerű megoldást biztosítanak egysejtes szuszpenziók készítéséhez (primer sejtek izolálása, áramlási citometria).

## Tulajdonságok és előnyök

- Színkóddal jelölt pórusméret – 40  $\mu\text{m}$  (kék), 70  $\mu\text{m}$  (fehér) és 100  $\mu\text{m}$  (sárga)
- Körbefutó perem foggantyúval az egyszerű és biztonságos kezelés érdekében.
- A peremben található négy vájat biztosítja szűrés közben a folyamatos légáramlást, és megakadályozza az ún. „Air-Lock” hatás kialakulását, valamint ezzel egyidejűleg a szűrő túlcsondulását.
- A sejtszűrők egymásba rakhatósága többfokozatú szűrést tesz lehetővé.
- Kompatibilis a leggyakrabban használt 50 ml-es centrifugacsövekkel.
- Egy adapter számos kisebb csővel (pl. 15 ml-es centrifugacsövek, 12 x 75 mm-es FACS-csövek) is kompatibilissé teszi a sejtszűrőket.

## Rendelési információk

Rendelési szám	Megnevezés	Csomagolás
83.3945.040	Sejtszűrő, 40 $\mu\text{m}$ -es pórusméret, színekód: kék, steril	1 db./Tasak; 50 db./Doboz
83.3945.070	Sejtszűrő, 70 $\mu\text{m}$ -es pórusméret, színekód: fehér, steril	1 db./Tasak; 50 db./Doboz
83.3945.100	Sejtszűrő, 100 $\mu\text{m}$ -es pórusméret, színekód: sárga, steril	1 db./Tasak; 50 db./Doboz
83.3945.999	Sejtszűrő-adapter 15 ml-es, 5 ml-es, 17 x 100 mm-es és 12 x 75 csövekhez, steril	1 db./Tasak; 25 db./Doboz

Sarstedt Kft  
Szugló u. 54  
1145 Budapest  
Tel: +36 1 383 1216  
Fax: +36 1 383 1213  
info.hu@sarstedt.com  
www.sarstedt.com

 **SARSTEDT**