

Buněčné filtry Sarstedt

Filtrace buněčných suspenzí - rychle a jednoduše

NEW!



Buněčné filtry Sarstedt nabízejí inovativní, rychlé a jednoduché řešení pro suspenze jednotlivých buněk (primární buněčné kultury, průtoková cytometrie).

Vlastnosti a výhody

- Barevné rozlišení podle velikosti pórů – 40 μm (modrá), 70 μm (bílá) a 100 μm (žlutá)
- Těsní po celém obvodu, s úchytem pro snadnou a bezpečnou manipulaci
- Čtyři lamely po obvodu umožňují plynulé provzdušňování během filtrace a zabraňují takzvanému „airlock“ efektu, a tím přetečení obsahu
- Stohovatelnost filtrů umožňuje vícestupňovou filtraci
- Kompatibilní s běžnými centrifugačními zkumavkami o objemu 50 ml
- Adaptér zajišťuje kompatibilitu s řadou menších zkumavek (např. centrifugační zkumavky o objemu 15 ml, zkumavky FACS 12 x 75 mm)

informace k objednávce

Objednací číslo	Název	Balení
83.3945.040	buněčný filtr, velikost pórů 40 μm , barevný kód: modrý, sterilní	1 ks/blistr; 50 ks/karton
83.3945.070	buněčný filtr, velikost pórů 70 μm , barevný kód: bílý, sterilní	1 ks/blistr; 50 ks/karton
83.3945.100	buněčný filtr, velikost pórů 100 μm , barevný kód: žlutý, sterilní	1 ks/blistr; 50 ks/karton
83.3945.999	Adaptér pro buněčné filtry na zkumavky o objemu 15 ml, 5 ml, 17x100mm a 12x75, sterilní	1 ks/blistr; 25 ks/karton

Sarstedt spol. s r.o.
Pod Pekárnami 338/12
190 00 Praha 9
Tel: +420 281 021 491
Fax: +420 281 021 495
info.cz@sarstedt.com
www.sarstedt.com

 **SARSTEDT**