

# Bunkový filter Sarstedt

Filtrácia suspenzií jednotlivých buniek - rýchla a jednoduchá

NOVÉ!



Sarstedt Bunkový filter ponúka inovatívne, rýchle, jednoduché a dostupné riešenie pre suspenzie jednotlivých buniek (primárne bunkové kultúry, prietoková cytometria).

## Vlastnosti a výhody

- Farebne označené veľkosti pórov – 40  $\mu\text{m}$  (modrá), 70  $\mu\text{m}$  (biela) a 100  $\mu\text{m}$  (žltá)
- Otočný okraj s úchytkou pre jednoduchú a bezpečnú manipuláciu
- Štyri škáry na ráme umožňujú neustále vetranie počas filtrácie a zabraňujú takzvanému efektu „AirLock“, a tým umožňujú priechodnosť bunkového filtra
- Možnosť vytvárať zväzky bunkových filtrov zabezpečuje viacstupňovú filtráciu
- Kompatibilný s bežnými centrifugačnými skúmavkami s objemom 50 ml
- Adaptér umožňuje vytvorenie kompatibility s množstvom menších skúmaviek (napr. centrifugačné skúmavky s objemom 15 ml, 12 x 75 mm FACS skúmavky)

## Objednávacie informácie

Objednávacie číslo	Označenie	Balenie
83.3945.040	Bunkový filter, 40 $\mu\text{m}$ veľkosť pórov, farba: modrá, sterilný	1 kus/blistr.balenie; 50 kus./kartón
83.3945.070	Bunkový filter, 70 $\mu\text{m}$ veľkosť pórov, farba: biela, sterilný	1 kus/blistr.balenie; 50 kus./kartón
83.3945.100	Bunkový filter, 100 $\mu\text{m}$ veľkosť pórov, farba: žltá, sterilný	1 kus/blistr.balenie; 50 kus./kartón
83.3945.999	Adaptér bunkového filtra pre 15ml, 5ml, 17x100mm a 12x75 skúmavky, sterilné	1 kus/blistr.balenie; 25 kus./kartón

Sarstedt spol. s.r.o.  
Údernícka 11  
851 01 Bratislava  
Tel: +421 2 682 45 933  
Fax: +421 2 682 45 934  
info.sk@sarstedt.com  
www.sarstedt.com

 **SARSTEDT**