

# Клеточные сита Sarstedt

Фильтрация клеточных суспензий - быстро и просто

НОВИНКА!



Клеточные сита Sarstedt предлагают инновационное, быстрое и простое в использовании решение для получения суспензий одиночных клеток (первичных культур клеток, проточной цитометрии).

## Свойства и преимущества

- Цветная маркировка размера пор – 40 мкм (синяя), 70 мкм (белая) и 100 мкм (жёлтая)
- Опоясывающая кромка с ручкой для надёжного и удобного обращения
- Четыре перемычки на рамке обеспечивают непрерывную вентиляцию во время фильтрации и предотвращают так называемый эффект „воздушного замка“ и, как следствие, переполнение сита
- Возможность установки сит друг на друга обеспечивает многоступенчатую фильтрацию
- Совместимы со стандартными 50 мл центрифужными пробирками
- Адаптер обеспечивает совместимость с большим числом пробирок небольшого объёма (напр., с 15 мл центрифужными пробирками, пробирками FACS 12 x 75 мм)

## Информация для заказа

Кат. №	Описание изделия	Упаковка
83.3945.040	Клеточное сито, размер пор - 40 мкм, цветовой код - синий, стерильное	1 шт. в блистере; 50 шт. в коробке
83.3945.070	Клеточное сито, размер пор - 70 мкм, цветовой код - белый, стерильное	1 шт. в блистере; 50 шт. в коробке
83.3945.100	Клеточное сито, размер пор - 100 мкм, цветовой код - жёлтый, стерильное	1 шт. в блистере; 50 шт. в коробке
83.3945.999	Адаптер клеточных сит для пробирок 5 мл, 15 мл, 17x100 мм и 12x75 мм, стерильный	1 шт. в блистере; 25 шт. в коробке

САРШТЕДТ АГ & Ко. КГ  
115093 Москва  
ул. Люсиновская 36 стр. 1  
Тел./факс: +7 (495) 937 52 28  
info.ru@sarstedt.com  
www.sarstedt.com

 SARSTEDT