

Cell Strainer Sarstedt

Filtrazione di sospensioni unicellulari - semplice e rapida

NOVITÀ!



I cell strainer Sarstedt offrono una soluzione innovativa, rapida e semplice da utilizzare per sospensioni unicellulari (colture di cellule primarie, citometria a flusso).

Caratteristiche e vantaggi

- Codifica colore delle dimensioni dei pori; 40 μm (blu), 70 μm (bianco) e 100 μm (giallo)
- Bordo perimetrale con linguetta per una manipolazione semplice e sicura
- Le quattro nervature sul telaio consentono l'areazione continua durante la filtrazione, prevenendo il cosiddetto effetto "Air-Lock" e la conseguente fuoriuscita del contenuto del Cell Strainer
- La possibilità di impilare i Cell Strainer consente una filtrazione a più livelli
- Compatibili con le più comuni provette di centrifugazione da 50 ml
- L'adattatore consente la compatibilità con svariate provette più piccole (ad es. provette di centrifugazione da 15 ml, provette FACS 12 x 75 mm)

Dati per l'ordinazione

Codice articolo	Descrizione	Confezione / Pezzi
83.3945.040	Cell Strainer, dimensioni pori 40 μm , codice colore: blu, sterile	1 pz./blister; 50 pz./cartone
83.3945.070	Cell Strainer, dimensioni pori 70 μm , codice colore: bianco, sterile	1 pz./blister; 50 pz./cartone
83.3945.100	Cell Strainer, dimensioni pori 100 μm , codice colore: giallo, sterile	1 pz./blister; 50 pz./cartone
83.3945.999	Adattatore Cell Strainer per provette da 15 ml, 5 ml, 17x100 mm e 12x75, sterile	1 pz./blister; 25 pz./cartone

SARSTEDT S.r.l.
Via L. Da Vinci, 97
20090 Trezzano, SUL Naviglio (MI)
Tel: +39 045 8510 114
Fax: +39 045 8510 118
info.it@sarstedt.com
www.sarstedt.com

 **SARSTEDT**