

Κυτταρικό κόσκινο Sarstedt

NEO!

Διήθηση εναιωρημάτων μεμονωμένων κυττάρων - γρήγορη και εύκολη



Τα κυτταρικά κόσκινα της Sarstedt παρέχουν μια καινοτόμο, γρήγορη και εύκολη στο χειρισμό λύση για εναιωρήματα μεμονωμένων κυττάρων (πρωτογενείς κυτταροκαλλιέργειες, κυτταρομετρία ροής).

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα

- Μεγέθη πόρων με χρωματική αναγνώριση – 40 μm (μπλε), 70 μm (λευκό) και 100 μm (κίτρινο)
- Περιμετρικό πλαίσιο με λαβή για εύκολο και ασφαλή χειρισμό
- Τέσσερα διάκενα αερισμού στο πλαίσιο παρέχουν συνεχή αερισμό κατά τη διάρκεια της διήθησης και αποτρέπουν το ονομαζόμενο φαινόμενο «Air-Lock» και έτσι την υπερχειλίση του κυτταρικού κόσκινου
- Η δυνατότητα στοιβαξης των κυτταρικών κόσκινων επιτρέπει τη διήθηση σε πολλά επίπεδα
- Συμβατό με τα συνήθη σωληνάρια φυγοκέντρησης 50 ml
- Ο προσαρμογέας παρέχει συμβατότητα με μια ποικιλία μικρότερων σωληναρίων (π.χ. σωληνάρια φυγοκέντρησης 15 ml, σωληνάρια FACS 12 x 75 mm)

Πληροφορίες παραγγελιών

Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	Συσκευασία
83.3945.040	Κυτταρικό κόσκινο, μέγεθος πόρων 40 μm, χρωματική κωδικοποίηση: μπλε, αποστειρωμένο	1 τεμ./συσκευασία τύπου blister, 50 τεμ./κουτί
83.3945.070	Κυτταρικό κόσκινο, μέγεθος πόρων 70 μm, χρωματική κωδικοποίηση: λευκό, αποστειρωμένο	1 τεμ./συσκευασία τύπου blister, 50 τεμ./κουτί
83.3945.100	Κυτταρικό κόσκινο, μέγεθος πόρων 100 μm, χρωματική κωδικοποίηση: κίτρινο, αποστειρωμένο	1 τεμ./συσκευασία τύπου blister, 50 τεμ./κουτί
83.3945.999	Προσαρμογέας κυτταρικού κόσκινου για σωληνάρια 15 ml, 5 ml, 17 x 100 mm και 12 x 75, αποστειρωμένος	1 τεμ./συσκευασία τύπου blister, 25 τεμ./κουτί

SARSTEDT Μ.Ε.Π.Ε.
Χρ. Μπέκα & Αγ. Δημητρίου
190 04 Σπάτα Αττικής
Τηλ. +30 210 6038274
Fax +30 210 6038276
info.gr@sarstedt.com
www.sarstedt.com

 **SARSTEDT**