

# Sarstedt 细胞筛

过滤单细胞悬浮液 - 快速简单

新产品!



Sarstedt 细胞筛是一种创新、易用且快速制备单细胞悬浮液的解决方案（适合原代细胞培养，流式细胞分析等）。

## 特性和优点

- 彩色标记孔径尺寸 – 40 $\mu$ m（蓝色），70 $\mu$ m（白色）和 100 $\mu$ m（黄色）
- 带把手设计，操作安全且方便
- 框架上的四个凸起，能够确保过滤期间连续通风，避免出现“气密锁”效应，从而能够有效防止细胞悬液溢出
- 细胞筛可堆叠，可用于多级过滤
- 与常用的 50ml 离心管兼容
- 配有适配器，可与多种小管（例如 15ml 离心管，12 x 75mm FACS 管）兼容

## 订购信息

订购编号	名称	包装
83.3945.040	细胞筛，40 $\mu$ m 孔径，颜色代码：蓝色，无菌	1 个/透明塑料罩；50 个/箱
83.3945.070	细胞筛，70 $\mu$ m 孔径，颜色代码：白色，无菌	1 个/透明塑料罩；50 个/箱
83.3945.100	细胞筛，100 $\mu$ m 孔径，颜色代码：黄色，无菌	1 个/透明塑料罩；50 个/箱
83.3945.999	适用于 15ml、5ml、17x100mm 和 12x75 管的细胞筛适配器	1 个/透明塑料罩；25 个/箱

莎斯特（上海）贸易有限公司  
上海市东方路69号裕景国际商务  
广场1706室 200120  
电话：+86 21 50 62 01 81  
传真：+86 21 50 58 07 00  
info.cn@sarstedt.com  
www.sarstedt.com

 SARSTEDT