

Sarstedt hücre filtrasyonu

Hücre süspansiyonlarının filtrasyonu - hızlı ve kolay

YENİ!



Sarstedt hücre filtreleri, hücre süspansiyonları için (primer hücre kültürleri, akış sitometrisi) inovatif, hızlı ve kullanımı kolay bir çözümdür.

Özellikleri ve avantajları

- Renk kodlu gözenek büyüklüğü – 40 µm (mavi), 70 µm (beyaz) ve 100 µm (sarı)
- Kolay ve güvenli kullanım için kulplu, çevreleyen kenar
- Gövdede bulunan dört bölme filtrasyon sırasında sürekli havalandırma sağlar ve “Air-Lock” olarak adlandırılan efekti ve böylece hücre filtresinin taşmasını önler
- Hücre filtrelerinin istiflenebilir olması çok kademeli filtrasyona olanak sağlar
- Yaygın olan 50 ml santrifüj tüpleriyle uyumludur
- Adaptör sayesinde çok sayıda küçük tüplerle uyum sağlar (örn. 15 ml santrifüj tüpleri, 12 x 75 mm FACS tüpler)

Sipariş bilgileri

Sipariş numarası	Açıklama	Ambalaj
83.3945.040	Hücre filtresi, 40 µm gözenek büyüklüğü, renk kodu: mavi, steril	1 Adet/Blister; 50 Adet/Karton
83.3945.070	Hücre filtresi, 70 µm gözenek büyüklüğü, renk kodu: beyaz, steril	1 Adet/Blister; 50 Adet/Karton
83.3945.100	Hücre filtresi, 100 µm gözenek büyüklüğü, renk kodu: sarı, steril	1 Adet/Blister; 50 Adet/Karton
83.3945.999	Hücre filtresi adaptörü, 15 ml, 5 ml, 17x100mm ve 12x75 tüpler için, steril	1 Adet/Blister; 25 Adet/Karton

Sarstedt International GmbH
Türkiye İrtibat Bürosu
Acıbadem Mahallesi, Akasya
Acıbadem Sitesi Kent Kule A Giriş
Kat:27 Da:158, Üsküdar – İstanbul
Tel: + 90 216 290 18 65
Fax: + 90 216 290 18 64
info.tr@sarstedt.com, www.sarstedt.com

 **SARSTEDT**