

# セルストレーナー

単一細胞懸濁液の迅速で簡単なる過に

NEW!



ザルスタットのセルストレーナーは単一細胞懸濁液(初代細胞培養、フローサイトメトリー)を、迅速かつ簡単にろ過することができる革新的なソリューションです。

## 特長

- ポアサイズ別カラーコード - 40  $\mu\text{m}$  (青)、70  $\mu\text{m}$  (白)、100  $\mu\text{m}$  (黄)
- 扱いやすい様にフレームにはハンドル付
- ろ過中の「エアロック」現象による細胞懸濁液のオーバーフローを防止するため、フレームに設置された4つのカムが継続的な換気を可能にします
- スタック式で数段階ろ過が可能
- 50ml遠心チューブと一緒に使用できます
- アダプターを使うと、他サイズの各種チューブでもご利用いただけます  
(例：15ml遠心チューブ、12 x 75 mm FACSチューブ等)

## オーダーインフォメーション

Art. No.	製品名	包装単位
83.3945.040	セルストレーナー、ポアサイズ:40 $\mu\text{m}$ (青)、滅菌済	個包装x50個 / 箱
83.3945.070	セルストレーナー、ポアサイズ:70 $\mu\text{m}$ (白)、滅菌済	個包装x50個 / 箱
83.3945.100	セルストレーナー、ポアサイズ:100 $\mu\text{m}$ (黄)、滅菌済	個包装x50個 / 箱
83.3945.999	セルストレーナー用アダプター 15ml, 5ml, 17x100mm, 12x75mm用、滅菌済	個包装x25個 / 箱

〒101-0047  
東京都千代田区内神田2-16-11  
内神田渋谷ビル 8F  
ザルスタット株式会社  
Tel: +81 03 3526 3530  
Fax: +81 03 3526 0870  
info.jp@sarstedt.com  
www.sarstedt.com

 SARSTEDT