

Safety-Multifly[®] ihla bez Multi-adaptéra

Ideálna pre krátkodobé infúzie a s možnosťou pripojenia k Luer koncovke



Safety-Multifly[®] ihla bez vopred namontovaného Multi-adaptéra sa môže používať priamo pre krátkodobé infúzie, a rovnako môže byť pripojená k Luer koncovkám.

Objednávacie informácie

Obj. č.	Popis	Ø / Dĺžka	Vyhotovenie	Farba	Dĺžka hadičky	Kusov v balení	Kusov v kartóne
85.1637.201	Safety-Multifly [®] ihla 20G, dlhá, bez adaptéra	0,9 mm / 19 mm	20G x ¾", č. 1	žltá	240 mm	120	480
85.1637.203	Safety-Multifly [®] ihla 20G, krátka, bez adaptéra	0,9 mm / 19 mm	20G x ¾", č. 1	žltá	80 mm	120	480
85.1638.201	Safety-Multifly [®] ihla 21G, dlhá, bez adaptéra	0,8 mm / 19 mm	21G x ¾", č. 2	zelená	240 mm	120	480
85.1638.203	Safety-Multifly [®] ihla 21G, krátka, bez adaptéra	0,8 mm / 19 mm	21G x ¾", č. 2	zelená	80 mm	120	480
85.1640.201	Safety-Multifly [®] ihla 23G, dlhá, bez adaptéra	0,6 mm / 19 mm	23G x ¾", č. 16	modrá	240 mm	120	480
85.1640.203	Safety-Multifly [®] ihla 23G, krátka, bez adaptéra	0,6 mm / 19 mm	23G x ¾", č. 16	modrá	80 mm	120	480
85.1642.201	Safety-Multifly [®] ihla 25G, dlhá, bez adaptéra	0,5 mm / 19 mm	25G x ¾", č. 18	oranžová	240 mm	120	480

SARSTEDT spol. s r. o.
Údernícka 11
851 01 Bratislava
Tel: +421 268 245 933
Fax: +421 268 245 934
info.sk@sarstedt.com
www.sarstedt.com