

# Tabela de compatibilidade – Ponteiras de pipeta

## Ponteiras de pipeta com filtro

Volume	Imagem	Part Number(s)
2.5 µl		70.1130.212 70.1130.217
10 µl		70.1130.210 70.1130.215
20 µl		70.1114.210 70.1114.215
20 µl		70.1116.210 70.1116.215
20 µl		70.760.213 70.760.219
100 µl		70.760.212 70.760.217
200 µl		70.1189.215
200 µl		70.760.211 70.760.216
300 µl		70.3040.255 70.3040.275
1.000 µl		70.3050.255 70.3050.275
1.000 µl		70.3050.355 70.3050.375
1.000 µl		70.3060.255 70.3060.275
1.000 µl		70.3060.355 70.3060.375
1.250 µl		70.1186.210 70.1186.410

## Ponteiras de pipeta sem filtro

Volume	Imagem	Part Number(s)
10 µl		70.3010 70.1130.100 70.1130.105
20 µl		70.3020 70.1114.100 70.1114.200
20 µl		70.3021 70.1116.100 70.1116.200
200 µl		70.3030 70.760.102 70.760.107
200 µl		70.1189.105
250 µl		70.3031 70.760.201
300 µl		70.3040 70.3040.100 70.3040.110 70.3040.200
300 µl		70.3040.205 70.3040.210 70.3040.305
1.000 µl		70.3050 70.3050.020 70.3050.030 70.3050.100 70.3050.110
1.000 µl		70.3050.200 70.3050.205 70.3050.210 70.3050.305
1.250 µl		70.3060 70.3060.100 70.3060.110 70.3060.200
1.250 µl		70.3060.205 70.3060.210 70.3060.305
1.250 µl		70.1186 70.1186.100 70.1186.200

# Pipetas Eppendorf® Pipetas FinnpiPETTE Thermo® Pipetas Gilson®

	Eppendorf Reference®	Eppendorf Research®	Eppendorf Research® plus	Eppendorf Research® pro	Xpert®	FinnpiPETTE® Digital / F1 / F2	FinnpiPETTE® Focus	FinnpiPETTE® Novus	Big Control	Pipetman® / Ultra / Concept
0.1-2.5 µl	● 2,5	● 2,5	● 2,5	● 2,5	● 2,5	● 2,5	● 2,5			● 2,5
0.5-10 µl	● 10	● 10	● 10	● 10	● 10	● 10	● 10			● 10
2-20 µl	● 20	● 20	● 20	● 20	● 20	● 20	● 20			● 20
10-100 µl	● 100	● 100	● 100	● 100	● 100	● 100	● 100			● 100
50-200 µl	● 200	● 200	● 200	● 200	● 200	● 200	● 200			● 200
100-1.000 µl	● 1.000	● 1.000	● 1.000	● 1.000	● 1.000	● 1.000	● 1.000			● 1.000
0.1-2.5 µl		● 2,5								
0.5-10 µl		● 10								
2-20 µl		● 20								
10-100 µl		● 100								
20-200 µl		● 200								
30-300 µl MC		● 300								
100-1.000 µl		● 1.000								
500-5.000 µl		● 5.000								
1-10 ml		● 10								
0.1-2.5 µl										
0.5-10 µl MC										
2-20 µl										
2-20 µl										
10-100 µl MC										
20-200 µl										
30-300 µl MC										
50-1.000 µl										
50-1.200 µl MC										
100-5.000 µl										
0.5-10 µl MC										
0.2-2 µl										
F2 0.5-5 µl										
F1 1-10 µl										
0.5-10 µl Univ.										
0.5-10 µl MC										
2-20 µl Univ.										
5-50 µl MC										
10-100 µl Univ.										
20-200 µl Univ.										
50-300 µl MC										
100-1.000 µl										
200-1.000 µl										
0.3-3 µl										
0.5-5 µl										
1-10 µl										
30-300 µl										
100-1.000 µl										
30-300 µl										
30-300 µl MC										
100-1.000 µl										
100-1.200 µl MC										
50-300 µl MC										
P20U2 0.2-2 µl										
P10U10 0.1-10 µl										
C8/G12 1-10 µl										
P20U20 2-20 µl										
P100U100 20-100 µl										
P200U200 20-200 µl										
U8 20-300 µl										
P1.000U1.000 200-1.000 µl										
P5.000U5.000 1.000-5.000 µl										
P10U10 1-10 ml										

● = compatível  
10 = volume de pipetagem reduzido  
X = não recomendado  
  = nenhum teste realizado  
MC = pipeta multicanal

Os fabricantes de pipetas reprocessam ou modificam os cones de suas pipetas automáticas no âmbito de alterações de ordem técnica. Por este motivo, nossas recomendações na tabela de compatibilidade são meramente orientativas. Para que, em caso de dúvida, possa aceitar ou descartar nossas pontas para suas pipetas, teremos todo o gosto em lhe disponibilizar gratuitamente amostras de pontas.

