

Tabela de compatibilidade - Pontas de pipeta

Pontas de pipeta com filtro

2,5 µl		70.1130.212 70.1130.217
10 µl		70.1130.210 70.1130.215
20 µl		70.1114.210 70.1114.215
20 µl		70.1116.210 70.1116.215
20 µl		70.760.213 70.760.219
100 µl		70.760.212 70.760.217
200 µl		70.1189.215
200 µl		70.760.211 70.760.216
300 µl		70.3040.255 70.3040.275
1.000 µl		70.3050.255 70.3050.275
1.000 µl		70.3060.255 70.3060.275
1.250 µl		70.1186.210 70.1186.410

Pontas de pipeta sem filtro

10 µl		70.3010 70.1130.100 70.1130.105
20 µl		70.3020 70.1114.100 70.1114.200
20 µl		70.3021 70.1116.100 70.1116.200
200 µl		70.3030 70.760.102 70.760.107
200 µl		70.1189.105
250 µl		70.3031 70.760.201
300 µl		70.3040 70.3040.100 70.3040.110 70.3040.200
1.000 µl		70.3050 70.3050.020 70.3050.030 70.3050.100 70.3050.110
1.250 µl		70.3060 70.3060.100 70.3060.110 70.3060.200
1.250 µl		70.1186 70.1186.100 70.1186.200

Pipetas Eppendorf®

Eppendorf Reference®		Eppendorf Research®		Eppendorf Research® plus		Eppendorf Research® pro		Xtreme®
0,1-2,5 µl	2,5	0,1-2,5 µl	2,5	0,1-2,5 µl	2,5	0,1-2,5 µl	2,5	
0,5-10 µl	10	0,5-10 µl		0,5-10 µl	10	0,5-10 µl	10	
2-20 µl		2-20 µl		2-20 µl		2-20 µl		
10-100 µl		10-100 µl		10-100 µl		10-100 µl		
20-200 µl		20-200 µl		20-200 µl		20-200 µl		
50-200 µl		30-300 µl MC		30-300 µl MC		50-1.000 µl		
100-1.000 µl		100-1.000 µl		100-1.000 µl		50-1.200 µl MC		
500-5.000 µl		500-5.000 µl		500-5.000 µl		100-5.000 µl		
1-10 ml		1-10 ml		1-10 ml		1-10 ml		

Pipetas FinnpiPETTE Thermo®

FinnpiPETTE® Digital / F1 / F2		FinnpiPETTE® Focus	FinnpiPETTE® Novus	Bio Control	Pipetman® / Ultra / Concept
0,2-2 µl	2,5	0,2-2 µl			2,5
F2 0,5-5 µl		0,5-5 µl			
F1 1-10 µl		1-10 µl			
0,5-10 µl Univ.		0,5-10 µl			
0,5-10 µl MC		0,5-10 µl MC			
2-20 µl Univ.		2-20 µl			
5-50 µl MC		5-50 µl			
10-100 µl Univ.		10-100 µl			
20-200 µl Univ.		20-200 µl			
50-300 µl MC		50-300 µl			
100-1.000 µl		100-1.000 µl			
200-1.000 µl		200-1.000 µl			
0,3-3 µl		0,3-3 µl			
0,5-5 µl		0,5-5 µl			
1-10 µl		1-10 µl			
30-300 µl		30-300 µl			
100-1.000 µl		100-1.000 µl			
30-300 µl MC		30-300 µl MC			
30-300 µl		30-300 µl			
100-1.000 µl		100-1.000 µl			
100-1.200 µl MC		100-1.200 µl MC			
50-300 µl MC		50-300 µl MC			
P20/U2 0,2-2 µl		P20/U2 0,2-2 µl			
P10/U10 0,1-10 µl		P10/U10 0,1-10 µl			
C8/G12 1-10 µl		C8/G12 1-10 µl			
P200/U200 2-20 µl		P200/U200 2-20 µl			
P1000/U1000 20-100 µl		P1000/U1000 20-100 µl			
P2000/U2000 200-200 µl		P2000/U2000 200-200 µl			
U8 20-300 µl		U8 20-300 µl			
P1.000/U3.000 200-1.000 µl		P1.000/U3.000 200-1.000 µl			
P5.000/U5.000 1.000-5.000 µl		P5.000/U5.000 1.000-5.000 µl			
P100/U10 1-10 ml		P100/U10 1-10 ml			

● = compatível
 10 = volume de pipetagem limitado
 X = não recomendado
 □ = não verificado
 MC = pipeta multicanal

Os fabricantes de pipetas reformulam ou modificam os cones de pipetas dos seus pipetadores, como parte das alterações técnicas. Como tal, as nossas recomendações da tabela de compatibilidade devem servir apenas de orientação. Em caso de dúvida, teremos todo o gosto em disponibilizar amostras gratuitamente de modo a assegurar a perfeita adaptação e comportamento das nossas pontas nas suas pipetas.

Reservado o direito a alterações técnicas. Esta publicação pode conter informações sobre produtos que não estejam disponíveis em todos os países. 51_809_0200_6002

