

A technikai változtatások jogát fenntartjuk

A prospektus olyan termékinformációt is tartalmazhat, mely nem minden országban kerül forgalmazásra

54_809_0200_2002

Kompatibilitási táblázat – Pipettahegyek

Pipettahegyek szűrővel

2.5 µl	70.1130.212 70.1130.217
10 µl	70.1130.210 70.1130.215
20 µl	70.1114.210 70.1114.215
20 µl	70.1116.210 70.1116.215
20 µl	70.760.213 70.760.219
100 µl	70.760.212 70.760.217
200 µl	70.1189.215
200 µl	70.760.211 70.760.216
300 µl	70.3040.255 70.3040.275
1.000 µl	70.3050.255 70.3050.275
1.000 µl	70.3060.255 70.3060.275
1.250 µl	70.1186.210 70.1186.410

Pipettahegyek szűrő nélkül

10 µl	70.3010 70.1130.100 70.1130.105
20 µl	70.3020 70.1114.100 70.1114.200
20 µl	70.3021 70.1116.100
200 µl	70.3030 70.760.102 70.760.107
200 µl	70.1189.105
250 µl	70.3031 70.760.201
300 µl	70.3040 70.3040.100 70.3040.110 70.3040.200
1.000 µl	70.3050 70.3050.020 70.3050.030 70.3050.100 70.3050.110
1.250 µl	70.3060 70.3060.100 70.3060.110 70.3060.200
1.250 µl	70.1186 70.1186.100 70.1186.200

Eppendorf® pipetták

	0.1-2.5 µl 0.5-10 µl 2-20 µl 10-100 µl 50-200 µl 100-1.000 µl	0.1-2.5 µl 0.5-10 µl 2-20 µl 10-100 µl 20-200 µl 30-300 µl MC 100-1.000 µl 500-5.000 µl 1-10 ml	0.1-2.5 µl 0.5-10 µl MC 2-20 µl 2-20 µl 10-100 µl MC 20-200 µl 30-300 µl MC 100-1.000 µl 500-5.000 µl 1-10 ml	0.5-10 µl 0.5-10 µl MC 5-100 µl 5-100 µl MC 20-300 µl 20-300 µl MC 50-1.000 µl 50-1.200 µl MC 100-5.000 µl 0.5-10 µl MC	Xplore®
Eppendorf Reference®					
Eppendorf Research®					
Eppendorf Research® plus					
Eppendorf Research® pro					

Thermo® Finnpipetten

	F2 0.5-5 µl F1 1-10 µl 0.5-10 µl Univ. 0.5-10 µl MC 2-20 µl Univ. 5-50 µl MC 10-100 µl Univ. 20-200 µl Univ. 50-300 µl MC 100-1.000 µl 200-1.000 µl	0.3-3 µl 0.5-5 µl 1-10 µl 30-300 µl 100-1.000 µl 30-300 µl MC 30-300 µl MC 100-1.000 µl 100-1.200 µl MC 50-300 µl MC	Pipetman® / Ultra / Concept
Finnpipette® Digital / F1 / F2			
Finnpipette® Focus			
Finnpipette® Novus			
Bio Control			

Gilson® pipetták

	P21U2 0.2-2 µl P10U10 0.1-10 µl C8/C12 1-10 µl P20U20 2-20 µl P100U100 20-100 µl P200U200 20-200 µl U8 20-300 µl P1.000U3.000 200-1.000 µl P5.000U5.000 1.000-5.000 µl P10U10 1-10 ml
Pipetman® / Ultra / Concept	

- = kompatibilis
- = nem követi vizsgálat
- 10 = korlátozott pipettázási térfogat
- MC = többcsatornás pipetta
- X = nem javasolt

A pipettagyártók technikai módosítások keretében módosíthatják a pipettorok kónuszait. Ennek fogva a kompatibilitási táblázatban szereplő ajánlásaink csak tájékoztató jellegűek. Ezért, hogy kérésre kizárólag meggyőződhessen a pipettahegyeinknek az optimális illeszkedéséről és leoldhatóságáról, kérem, természetesen szívesen a rendelkezésére biztosítunk próbahegyeket.

Kompatibilitási táblázat – Pipettahegyek

Biohit-Sartorius® pipetták

Brand® pipetták

Socorex® Manual/Electronic pipetták

Pipettahegyek szűrővel

Pipettahegy	mLine® Mechanical	Proline® Mechanical			eLine® Electronic	Transferpette® Digital			Transferpette® S			Transferpette® Electronic			Calibra® Manual Micro 822			C. M. Multi 852	Acura® Manual Micro 825 Acura® Electro Micro 925			A. 852 A. 925	Acura® Multi 855/955e														
		0,5-10 µl MC	2-20 µl	10-100 µl	20-200 µl	30-300 µl MC	100-1.000 µl	100-5.000 µl	0,1-2,5 µl	0,5-10 µl	5-50 µl MC	20-200 µl	50-250 µl MC	50-300 µl MC	100-1.000 µl	100-5.000 µl	0,2-2 µl	1-10 µl	1-10 µl	2-20 µl	10-100 µl	20-200 µl	100-1.000 µl	0,1-2 µl	0,5-10 µl	1-10 µl	2-20 µl	5-50 µl	10-100 µl	10-200 µl	100-1.000 µl	0,5-5 ml	0,5-10 µl MC	5-50 µl MC	20-200 µl MC		
2,5 µl	70.1130.212 70.1130.217	● 2,5	● 2,5			● 2,5		✗ 2,5	● 2,5							● 2,5	● 2,5						● 2,5	● 2,5											● 2,5		
10 µl	70.1130.210 70.1130.215	●	●			●		✗	● 10							●	●						●	●											●		
20 µl	70.1114.210 70.1114.215	●							●							●	●						●	●													
20 µl	70.1116.210 70.1116.215	●	●			●		✗	●							●	●					✗	●	●													
20 µl	70.760.213 70.760.219			✗	✗		● 20	● 20	✗	✗	✗			✗		● 20	● 20	✗		● 10	● 20	✗	●	✗	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	✗
100 µl	70.760.212 70.760.217			✗	● 100		●	●	● 100	✗	✗	✗	✗	✗		● 100	● 100	✗	✗	✗	✗	● 100	●	✗	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
200 µl	70.1189.215		●	●	●		●	●																	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
200 µl	70.760.211 70.760.216		✗	●			✗	✗	● 200	● 200				✗		● 100			✗	✗	✗	✗	●	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	●	
300 µl	70.3040.255 70.3040.275		✗	●	●		✗	✗	●	●						●			✗	✗	✗	●	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	●	
1.000 µl	70.3050.255 70.3050.275				●																															●	
1.000 µl	70.3060.255 70.3060.275				●																															●	
1.250 µl	70.1186.210 70.1186.410				●																															●	

Pipettahegyek szűrő nélkül

Pipettahegy	mLine® Mechanical	Proline® Mechanical			eLine® Electronic	Transferpette® Digital			Transferpette® S			Transferpette® Electronic			Calibra® Manual Micro 822			C. M. Multi 852	Acura® Manual Micro 825 Acura® Electro Micro 925			A. 852 A. 925	Acura® Multi 855/955e															
		0,5-10 µl MC	2-20 µl	10-100 µl	20-200 µl	30-300 µl MC	100-1.000 µl	100-5.000 µl	0,1-2,5 µl	0,5-10 µl	5-50 µl MC	20-200 µl	50-250 µl MC	50-300 µl MC	100-1.000 µl	100-5.000 µl	0,2-2 µl	1-10 µl	1-10 µl	2-20 µl	10-100 µl	20-200 µl	100-1.000 µl	0,1-2 µl	0,5-10 µl	1-10 µl	2-20 µl	5-50 µl	10-100 µl	10-200 µl	100-1.000 µl	0,5-5 ml	0,5-10 µl MC	5-50 µl MC	20-200 µl MC			
10 µl	70.3010 70.1130.100 70.1130.600	●	●			●		●	●							●	●						●	●												●		
20 µl	70.3020 70.1114.100 70.1114.200	●						●	●							●	●						●	●														
20 µl	70.3021 70.1116.100 70.1116.200	●	●			●		✗	●							●	●					✗	●	●														
200 µl	70.3030 70.760.102 70.760.202 70.760.502			✗	●		●	●	●	✗	✗			●	●	●	●	✗		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
200 µl	70.1189.105		●	●	●		●	●																	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
250 µl	70.3031 70.760.201		✗	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	✗	✗	✗	●	●	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	●	
300 µl	70.3040 70.3040.100 70.3040.110 70.3040.200		✗	●	●		✗	✗	●	●				✗	✗	●			✗	✗	✗	●	●	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	●	
1.000 µl	70.3050 70.3050.020 70.3050.205 70.3050.030 70.3050.210 70.3050.100 70.3050.305				●																																●	
1.250 µl	70.3060 70.3060.100 70.3060.110 70.3060.200				●																																●	
1.250 µl	70.1186 70.1186.100 70.1186.200				●																																●	

- = kompatibilis
- 10 = korlátozott pipettázási térfogat
- ✗ = nem javasolt
- = nem követi vizsgálat
- MC = többcsatornás pipetta

A pipettagyártók technikai módosítások keretében módosíthatják a pipettorok kódszámát. Ennek figyelembe vételével a kompatibilitási táblázatban szereplő ajánlásaink csak tájékoztató jellegűek. Ezért, hogy kétséget kizáróan meggyőződhessen a pipettahegyeinknek az optimális illeszkedéséről és leoldhatóságáról, térítésmentesen szívesen a rendelkezésére bocsátunk próbahegyeket.