

Kompatibilitási táblázat – Pipettahegyek

Pipettahegyek szűrővel

2,5 µl	10 µl	20 µl	20 µl	100 µl	200 µl	200 µl	300 µl	1.000 µl	1.000 µl	1.250 µl
70.3010.265 70.3010.285 70.3010.365 70.3010.385	70.3010.255 70.3010.275 70.3010.355 70.3010.375	70.3020.255 70.3020.275 70.3020.355 70.3020.375	70.3030.265 70.3030.285 70.3030.365 70.3030.385	70.3030.255 70.3030.275 70.3030.355 70.3030.375	70.1189.215	70.3031.255 70.3031.275 70.3031.355 70.3031.375	70.3040.255 70.3040.275 70.3040.355 70.3040.375	70.3050.255 70.3050.275 70.3050.355 70.3050.375	70.3060.255 70.3060.275 70.3060.355 70.3060.375	70.1186.210 70.1186.410

Pipettahegyek szűrő nélkül

10 µl	20 µl	20 µl	200 µl	200 µl	250 µl	300 µl	1.000 µl	1.250 µl	1.250 µl
70.3010 70.3010.200 70.3010.210 70.3010.205 70.3010.100 70.3010.110	70.3020 70.3020.200 70.3020.210 70.3020.100 70.3020.205 70.3020.110	70.3021 70.3021.200 70.3021.210 70.3021.100 70.3021.205 70.3021.110	70.3030 70.3030.020 70.3030.210 70.3030.100 70.3030.205 70.3030.110	70.1189.105	70.3031 70.3031.020 70.3031.210 70.3031.100 70.3031.205 70.3031.110	70.3040 70.3040.100 70.3040.110 70.3040.205 70.3040.210 70.3040.305	70.3050 70.3050.020 70.3050.200 70.3050.030 70.3050.210 70.3050.100 70.3050.305	70.3060 70.3060.100 70.3060.110 70.3060.205 70.3060.210 70.3060.305	70.1186 70.1186.100 70.1186.200

Eppendorf® pipetták

0,1-2,5 µl	0,5-10 µl	2-20 µl	2-20 µl	10-100 µl	20-200 µl	30-300 µl MC	100-1.000 µl	500-5.000 µl	1-10 ml	0,1-2,5 µl	0,5-10 µl MC	2-20 µl	2-20 µl	10-100 µl MC	20-200 µl	30-300 µl MC	100-1.000 µl	500-5.000 µl	1-10 ml	0,5-10 µl	0,5-10 µl MC	5-100 µl	5-100 µl MC	20-300 µl	20-300 µl MC	50-1.000 µl	100-5.000 µl	0,5-10 µl MC
------------	-----------	---------	---------	-----------	-----------	--------------	--------------	--------------	---------	------------	--------------	---------	---------	--------------	-----------	--------------	--------------	--------------	---------	-----------	--------------	----------	-------------	-----------	--------------	-------------	--------------	--------------

Thermo® Finnpipetten

0,2-2 µl	F2 0,5-5 µl	F1 1-10 µl	0,5-10 µl Univ.	0,5-10 µl MC	2-20 µl Univ.	5-50 µl MC	10-100 µl Univ.	20-200 µl Univ.	50-300 µl MC	100-1.000 µl	200-1.000 µl	0,3-3 µl	0,5-5 µl	1-10 µl	30-300 µl	100-1.000 µl	30-300 µl	30-300 µl MC	100-1.000 µl	100-1.200 µl MC	50-300 µl MC	P20/2 0,2-2 µl	P100/10 0,1-10 µl	C8/C12 1-10 µl	P20/20 2-20 µl	P1000/100 20-100 µl	P2000/200 20-200 µl	U8 20-300 µl	P1.000/1.000 1.000-5.000 µl	P5.000/5.000 5.000-5.000 µl	P10.000 1-10 ml
----------	-------------	------------	-----------------	--------------	---------------	------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------	--------------	----------	----------	---------	-----------	--------------	-----------	--------------	--------------	-----------------	--------------	----------------	-------------------	----------------	----------------	---------------------	---------------------	--------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------

Gilson® pipetták

Pipetman® / Ultra / Concept

Eppendorf Reference®	Eppendorf Research®	Eppendorf Research® plus	Eppendorf Research® pro	Xplore®	Finnpipette® Digital / F1 / F2	Finnpipette® Focus	Finnpipette® Novus	Bio Control	Pipetman® / Ultra / Concept
----------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------	---------	--------------------------------	--------------------	--------------------	-------------	-----------------------------

● 2,5	● 2,5	● 2,5	● 2,5	● 2,5	● 2,5	● 2,5	● 2,5		● 2,5
● 10	● 10	● 10	● 10	● 10	● 10	● 10	● 10		● 10
● 20	● 20	● 20	● 20	● 20	● 20	● 20	● 20		● 20
● 100	● 100	● 100	● 100	● 100	● 100	● 100	● 100		● 100
● 200	● 200	● 200	● 200	● 200	● 200	● 200	● 200		● 200
● 300	● 300	● 300	● 300	● 300	● 300	● 300	● 300		● 300
● 1.000	● 1.000	● 1.000	● 1.000	● 1.000	● 1.000	● 1.000	● 1.000		● 1.000
● 1.250	● 1.250	● 1.250	● 1.250	● 1.250	● 1.250	● 1.250	● 1.250		● 1.250

Eppendorf Reference®	Eppendorf Research®	Eppendorf Research® plus	Eppendorf Research® pro	Xplore®	Finnpipette® Digital / F1 / F2	Finnpipette® Focus	Finnpipette® Novus	Bio Control	Pipetman® / Ultra / Concept
----------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------	---------	--------------------------------	--------------------	--------------------	-------------	-----------------------------

● 10	● 10	● 10	● 10	● 10	● 10	● 10	● 10		● 10
● 20	● 20	● 20	● 20	● 20	● 20	● 20	● 20		● 20
● 200	● 200	● 200	● 200	● 200	● 200	● 200	● 200		● 200
● 250	● 250	● 250	● 250	● 250	● 250	● 250	● 250		● 250
● 300	● 300	● 300	● 300	● 300	● 300	● 300	● 300		● 300
● 1.000	● 1.000	● 1.000	● 1.000	● 1.000	● 1.000	● 1.000	● 1.000		● 1.000
● 1.250	● 1.250	● 1.250	● 1.250	● 1.250	● 1.250	● 1.250	● 1.250		● 1.250

- = kompatibilis
- 10 = korlátozott pipettázási térfogat
- X = nem javasolt
- = nem követi vizsgálat
- MC = többcsatornás pipetta

A pipettagyártók technikai módosítások keretében módosíthatják a pipettorok kónuszait. Ennek fogva a kompatibilitási táblázatban szereplő ajánlásaink csak tájékoztató jellegűek. Ezért, hogy kétséget kizáróan meggyőződhessen a pipettahegyeinknek az optimális illeszkedéséről és leoldhatóságáról, természetesen szívesen a rendelkezésére bízunk próbapipettahegyeket.

Kompatibilitási táblázat – Pipettahegyek

		Biohit-Sartorius® pipetták					Brand® pipetták							Socorex® Manual/Electronic pipetták									
		0,5-10 µl MC 0,5-10 µl 2-20 µl 10-100 µl 20-200 µl 30-300 µl MC 100-1.000 µl 100-5.000 µl	0,1-2,5 µl 0,5-10 µl 5-50 µl MC 20-200 µl 50-250 µl MC 50-300 µl MC 100-1.000 µl 100-5.000 µl	0,2-10 µl 10-300 µl 50-1.000 µl 50-1.200 µl MC 100-5.000 µl	0,1-1 µl 0,5-10 µl 2-20 µl 2-20 µl 5-50 µl 10-100 µl 20-200 µl 30-300 µl MC 25-250 µl 100-1.000 µl	0,5-10 µl 2-20 µl 2-20 µl 5-50 µl 10-100 µl 20-200 µl 30-300 µl MC 100-1.000 µl 1-10 ml	0,5-10 µl MC 2-20 µl 1-20 µl MC 20-200 µl 100-1.000 µl	0,2-2 µl 1-10 µl 1-10 µl 2-20 µl 10-100 µl 20-200 µl 100-1.000 µl	1-10 µl 10-100 µl 20-200 µl	0,1-2 µl 0,5-10 µl 1-10 µl 2-20 µl 5-50 µl 10-100 µl 100-1.000 µl	0,5-5 ml 0,5-10 µl MC 5-50 µl MC 20-200 µl MC												
Pipettahegyek szűrővel		mLine® Mechanical	Proline® Mechanical	eLine® Electronic	Transferpette® Digital	Transferpette® S	Transferpette® Electronic	Calibra® Manual Micro 822	C. M. Multi 852	Acura® Manual Micro 825 Acura® Electro Micro 925	A. 835P A. 835E	Acura® Multi 855/955e											
2,5 µl		70.3010.265 70.3010.365 70.3010.285 70.3010.385	● ●	● 2,5	● 2,5	✗ ● ●	● ● ● ●	● ●	● ●	● ✗		● 2,5											
10 µl		70.3010.255 70.3010.355 70.3010.275 70.3010.375	● ●		✗ ● ●	● ●	● ● ● ●	● ●	● ●	● ●		● ●											
20 µl		70.3020.255 70.3020.355 70.3020.275 70.3020.375	●		● ●	✗		● ●	● ●	● ●		● ●											
20 µl		70.3030.265 70.3030.365 70.3030.285 70.3030.385		● ● ✗ ✗ ✗			● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●		● ● ✗											
100 µl		70.3030.255 70.3030.355 70.3030.275 70.3030.375		● ● ● ● ✗ ✗			● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●		● ● ● ●											
200 µl		70.1189.215	● ● ● ●																				
200 µl		70.3031.255 70.3031.355 70.3031.275 70.3031.375		● ● ● ● ● ●			● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●		● ● ● ● ● ●											
300 µl		70.3040.255 70.3040.355 70.3040.275 70.3040.375		● ● ● ● ● ●			● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●		● ● ● ● ● ●											
1.000 µl		70.3050.255 70.3050.355 70.3050.275 70.3050.375					● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●		● ● ● ●											
1.000 µl		70.3060.255 70.3060.355 70.3060.275 70.3060.375										● ● ● ●											
1.250 µl		70.1186.210 70.1186.410										● ● ● ●											
Pipettahegyek szűrő nélkül		mLine® Mechanical	Proline® Mechanical	eLine® Electronic	Transferpette® Digital	Transferpette® S	Transferpette® Electronic	Calibra® Manual Micro 822	C. M. Multi 852	Acura® Manual Micro 825 Acura® Electro Micro 925	A. 835P A. 835E	Acura® Multi 855/955e											
10 µl		70.3010 70.3010.305 70.3010.200 70.3010.100 70.3010.210 70.3010.110 70.3010.205 70.3010.110	● ●	● ●	● ● ● ●		● ● ● ●	● ●	● ●	● ●		● ●											
20 µl		70.3020 70.3020.210 70.3020.200 70.3020.100 70.3020.205 70.3020.110 70.3020.305 70.3020.110	● ●		● ● ● ●		● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●		● ● ● ●											
20 µl		70.3021 70.3021.210 70.3021.200 70.3021.100 70.3021.205 70.3021.110 70.3021.305 70.3021.110	● ●	● ●	● ● ● ●	✗ ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	✗ ● ● ●	● ● ● ●											
200 µl		70.3030 70.3030.305 70.3030.020 70.3030.210 70.3030.200 70.3030.100 70.3030.205 70.3030.110		● ● ● ● ✗ ✗ ✗			● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●		● ● ● ●											
200 µl		70.1189.105	● ● ● ●	● ● ● ●								● ● ● ●											
250 µl		70.3031 70.3031.305 70.3031.020 70.3031.210 70.3031.200 70.3031.100 70.3031.205 70.3031.110		● ● ● ● ● ●			● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●		● ● ● ●											
300 µl		70.3040 70.3040.205 70.3040.100 70.3040.210 70.3040.110 70.3040.305 70.3040.200 70.3040.305		● ● ● ● ● ●			● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●		● ● ● ●											
1.000 µl		70.3050 70.3050.200 70.3050.020 70.3050.205 70.3050.030 70.3050.210 70.3050.100 70.3050.305 70.3050.110 70.3050.305					● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●		● ● ● ●											
1.250 µl		70.3060 70.3060.205 70.3060.100 70.3060.210 70.3060.110 70.3060.305 70.3060.200 70.3060.305										● ● ● ●											
1.250 µl		70.1186 70.1186.100 70.1186.100 70.1186.200 70.1186.200 70.1186.200										● ● ● ●											

- = kompatibilis
- 10 = korlátozott pipettázási térfogat
- ✗ = nem javasolt
- = nem követi vizsgálat
- MC = többcsatornás pipetta

A pipettagyártók technikai módosítások keretében módosíthatják a pipettorok kódszámát. Ennek fogva a kompatibilitási táblázatban szereplő ajánlásaink csak tájékoztató jellegűek. Ezért, hogy kétséget kizáróan meggyőződhessen a pipettahegyeinknek az optimális illeszkedéséről és leoldhatóságáról, térítésmentesen szívesen a rendelkezésére bocsátunk próbahegyeket.