

# Таблица совместимости - наконечники для пипеток

## Наконечники с фильтром

2,5 мкл		70.1130.212 70.1130.217
10 мкл		70.1130.210 70.1130.215
20 мкл		70.1114.210 70.1114.215
20 мкл		70.1116.210 70.1116.215
20 мкл		70.760.213 70.760.219
100 мкл		70.760.212 70.760.217
200 мкл		70.1189.215
200 мкл		70.760.211 70.760.216
300 мкл		70.3040.255 70.3040.275
1000 мкл		70.3050.255 70.3050.275
1000 мкл		70.3060.255 70.3060.275
1250 мкл		70.1186.210 70.1186.410

## Наконечники без фильтра

10 мкл		70.3010 70.1130.100 70.1130.105
20 мкл		70.3020 70.1114.100 70.1114.200
20 мкл		70.3021 70.1116.100 70.1116.200
200 мкл		70.3030 70.760.102 70.760.107
200 мкл		70.1189.105
250 мкл		70.3031 70.760.201
300 мкл		70.3040 70.3040.100 70.3040.110 70.3040.200
1000 мкл		70.3050 70.3050.020 70.3050.030 70.3050.100 70.3050.110
1000 мкл		70.3060 70.3060.100 70.3060.110 70.3060.200
1250 мкл		70.1186 70.1186.100 70.1186.200

## Пипетки Eppendorf®

0,1-2,5 мкл	0,5-10 мкл	2-20 мкл	10-100 мкл	50-200 мкл	100-1.000 мкл	0,1-2,5 мкл	0,5-10 мкл	2-20 мкл	10-100 мкл	20-200 мкл	30-300 мкл MC	100-1.000 мкл	500-5.000 мкл	1-10 мл	0,1-2,5 мкл	0,5-10 мкл MC	2-20 мкл	10-100 мкл MC	20-200 мкл	30-300 мкл MC	100-1.000 мкл	500-5.000 мкл	1-10 мл	0,5-10 мкл	0,5-10 мкл MC	5-100 мкл	5-100 мкл MC	20-300 мкл	20-300 мкл MC	50-1.000 мкл	50-1.000 мкл MC	100-5.000 мкл	0,5-10 мкл MC
Eppendorf Reference®																																	
Eppendorf Research®																																	
Eppendorf Research® plus																																	
Eppendorf Research® pro																																	

## Пипетки Thermo® Finnpipette

0,2-2 мкл	F2 0,5-5 мкл	F1 1-10 мкл	0,5-10 мкл Univ.	0,5-10 мкл MC	2-20 мкл Univ.	5-50 мкл MC	10-100 мкл Univ.	20-200 мкл Univ.	50-300 мкл MC	100-1.000 мкл	200-1.000 мкл	0,3-3 мкл	0,5-5 мкл	1-10 мкл	30-300 мкл	100-1.000 мкл	30-300 мкл MC	30-300 мкл MC	100-1.000 мкл	100-1.200 мкл MC	50-300 мкл MC	P201/2 0,2-2 мкл	P10/U10 0,1-10 мкл	0,5/1/2 1-10 мкл	P20/U20 2-20 мкл	P100/U100 20-100 мкл	P200/U200 20-200 мкл	U8 20-300 мкл	P1.000/U1.000 1.000-5.000 мкл	P5.000/U5.000 1.000-5.000 мкл	P10/U10 1-10 мл	
Finnpipette® Digital / F1 / F2																																
Finnpipette® Focus																																
Finnpipette® Novus																																
Bio Control																																
Pipetman® / Ultra / Concept																																

- = совместимо
- 10 = ограниченный объём пипетирования
- X = не рекомендуется
- MC = многоканальная пипетка
- = испытания не проводились

В ходе технических изменений производители могут модифицировать конусы пипеток. В связи с этим наши рекомендации по совместимости являются лишь ориентировочными. При необходимости мы готовы предоставить вам бесплатные образцы наконечников, чтобы вы могли убедиться в их свойствах и совместимости с пипетками.

# Таблица совместимости - наконечники для пипеток

## Пипетки Biohit-Sartorius®

## Пипетки Brand®

## Ручные/электронные пипетки Socorex®

### Наконечники с фильтром

Объем	Наконечники		Пипетки Biohit-Sartorius®						Пипетки Brand®						Ручные/электронные пипетки Socorex®									
			mline® Mechanical		Proline® Mechanical		eLine® Electronic	Transferpette® Digital			Transferpette® S			Transferpette® Electronic			Calibra® Manual Micro 822		C. M. Multi 852	Acura® Manual Micro 825 / Acura® Electro Micro 925		A. 852 / 852e	Acura® Multi 855/955e	
2,5 мкл		70.1130.212 70.1130.217	2,5	2,5	2,5		2,5											2,5					2,5	
10 мкл		70.1130.210 70.1130.215							X															
20 мкл		70.1114.210 70.1114.215																						
20 мкл		70.1116.210 70.1116.215																						
20 мкл		70.760.213 70.760.219			X	X	X																	
100 мкл		70.760.212 70.760.217			X	100																		
200 мкл		70.1189.215																						
200 мкл		70.760.211 70.760.216			X																			
300 мкл		70.3040.255 70.3040.275			X																			
1,000 мкл		70.3050.255 70.3050.275																						
1,000 мкл		70.3060.255 70.3060.275																						
1,250 мкл		70.1186.210 70.1186.410																						

### Наконечники без фильтра

Объем	Наконечники		Пипетки Biohit-Sartorius®						Пипетки Brand®						Ручные/электронные пипетки Socorex®									
			mline® Mechanical		Proline® Mechanical		eLine® Electronic	Transferpette® Digital			Transferpette® S			Transferpette® Electronic			Calibra® Manual Micro 822		C. M. Multi 852	Acura® Manual Micro 825 / Acura® Electro Micro 925		A. 852 / 852e	Acura® Multi 855/955e	
10 мкл		70.3010 70.1130.100 70.1130.105																						
20 мкл		70.3020 70.1114.100 70.1114.200																						
20 мкл		70.3021 70.1116.105 70.1116.200																						
200 мкл		70.3030 70.760.102 70.760.107			X	X																		
200 мкл		70.1189.105																						
250 мкл		70.3031 70.760.201			X																			
300 мкл		70.3040 70.3040.100 70.3040.110 70.3040.200			X																			
1,000 мкл		70.3050 70.3050.020 70.3050.030 70.3050.100 70.3050.110																						
1,250 мкл		70.3060 70.3060.100 70.3060.110 70.3060.200																						
1,250 мкл		70.1186 70.1186.100 70.1186.200																						

- = совместимо
- = испытания не проводились
- 10 = ограниченный объем пипетирования
- MC = многоканальная пипетка
- X = не рекомендуется

В ходе технических изменений производители могут модифицировать конусы пипеток. В связи с этим наши рекомендации по совместимости являются лишь ориентировочными. При необходимости мы готовы предоставить вам бесплатные образцы наконечников, чтобы вы могли убедиться в их свойствах и совместимости с пипетками.