

Таблица совместимости - наконечники для пипеток

Пипетки Eppendorf®

Пипетки Thermo® Finnpipette

Пипетки Gilson®

Наконечники с фильтром

2,5 мкл		70.3010.265 70.3010.285	70.3010.365 70.3010.385
10 мкл		70.3010.255 70.3010.275	70.3010.355 70.3010.375
20 мкл		70.3020.255 70.3020.275	70.3020.355 70.3020.375
20 мкл		70.3030.265 70.3030.285	70.3030.365 70.3030.385
100 мкл		70.3030.255 70.3030.275	70.3030.355 70.3030.375
200 мкл		70.1189.215	
200 мкл		70.3031.255 70.3031.275	70.3031.355 70.3031.375
300 мкл		70.3040.255 70.3040.275	70.3040.355 70.3040.375
1000 мкл		70.3050.255 70.3050.275	70.3050.355 70.3050.375
1000 мкл		70.3060.255 70.3060.275	70.3060.355 70.3060.375
1250 мкл		70.1186.210 70.1186.410	

	Eppendorf Reference®	Eppendorf Research®	Eppendorf Research® plus	Eppendorf Research® pro	Характер	Finnpipette® Digital / F1 / F2	Finnpipette® Focus	Finnpipette® Novus	Bio Control	Pipetman® / Ultra / Concept
2,5 мкл	● 2,5 2,5	● 2,5	● 2,5 2,5	● 2,5 2,5		● 2,5 2,5	● 2,5 2,5			● 2,5 X
10 мкл	● 10	X ●	X ● 10	● 10		● 10	● 10			● 10 X
20 мкл	● 20 20	● 20 20	● 20 X	● 20 20		● 20	X			● 20
100 мкл	● 100	● 100 X	● 100 X	● 100		● 100 100	X			X ● 100
200 мкл	● 200	● 200	● 200	● 200		● 200				● 200
200 мкл	X X ●	X X ● X	X X ● X	● 200 200		X X ●	● 200	● 200 200		X X ● X
300 мкл	X X ●	X X ● ●	● 300	● 300		X X ● ●	● 300		● 300	X X ● ●
1000 мкл	● 1000	● 1000	● 1000	● 1000	● X		● 1000	● 1000		● 1000
1250 мкл	● 1250	● 1250	● 1250	● 1250	● ●		● 1250	● 1250		● 1250

Наконечники без фильтра

10 мкл		70.3010 70.3010.200 70.3010.210 70.3010.205	70.3010.305 70.3010.100 70.3010.110
20 мкл		70.3020 70.3020.200 70.3020.205 70.3020.305	70.3020.210 70.3020.100 70.3020.110
20 мкл		70.3021 70.3021.200 70.3021.205 70.3021.305	70.3021.210 70.3021.100 70.3021.110
200 мкл		70.3030 70.3030.020 70.3030.200 70.3030.205 70.3030.100 70.3030.110	70.3030.305 70.3030.210 70.3030.100 70.3030.110
200 мкл		70.1189.105	
250 мкл		70.3031 70.3031.020 70.3031.200 70.3031.205 70.3031.100 70.3031.110	70.3031.305 70.3031.210 70.3031.100 70.3031.110
300 мкл		70.3040 70.3040.100 70.3040.110 70.3040.200	70.3040.205 70.3040.210 70.3040.305
1000 мкл		70.3050 70.3050.020 70.3050.030 70.3050.100 70.3050.110	70.3050.200 70.3050.205 70.3050.210 70.3050.305
1250 мкл		70.3060 70.3060.100 70.3060.110 70.3060.200	70.3060.205 70.3060.210 70.3060.305
1250 мкл		70.1186 70.1186.100 70.1186.200	

	Eppendorf Reference®	Eppendorf Research®	Eppendorf Research® plus	Eppendorf Research® pro	Характер	Finnpipette® Digital / F1 / F2	Finnpipette® Focus	Finnpipette® Novus	Bio Control	Pipetman® / Ultra / Concept
10 мкл	● 10	● 10	● 10	● 10		● 10	● 10			● 10 X
20 мкл	● 20 20	X ●	● 20	● 20		● 20 20	● 20			● 20 X
20 мкл	● 20 20	● 20	● 20	● 20		● 20	● 20			● 20 X
200 мкл	● 200	● 200 X	● 200 X	● 200		● 200	X			● 200
250 мкл	● 250	● 250 X	● 250 X	● 250 250		X X ●	● 250			X X ● 250
300 мкл	X X ●	X X ● ●	X X ● ●	X X ● ●		X X ● ●	● 300	● 300	● 300	X X ● ●
1000 мкл	● 1000	● 1000	● 1000	● 1000	● X		● 1000	● 1000	X	● 1000
1250 мкл	● 1250	● 1250	● 1250	● 1250	● ●		● 1250	● 1250		● 1250

- = совместимо
- 10 = ограниченный объём пипетирования
- X = не рекомендуется
- MC = многоканальная пипетка
- = испытания не проводились

В ходе технических изменений производители могут модифицировать конусы пипеток. В связи с этим наши рекомендации по совместимости являются лишь ориентировочными. При необходимости мы готовы предоставить вам бесплатные образцы наконечников, чтобы вы могли убедиться в их свойствах и совместимости с пипетками.

Таблица совместимости - наконечники для пипеток

		Пипетки Biohit-Sartorius®										Пипетки Brand®										Ручные/электронные пипетки Socorex®																																															
		mline® Mechanical		Proline® Mechanical				eLine® Electronic				Transferpette® Digital				Transferpette® S				Transferpette® Electronic		Calibra® Manual Micro 822				C. M. Multi 852		Acura® Manual Micro 825 Acura® Electro Micro 925				A. 852P / 955e		Acura® Multi 855/955e																																			
		0.5-10 мкл	0.5-10 мкл MC	2-20 мкл	10-100 мкл	20-200 мкл	30-300 мкл MC	100-1000 мкл	100-5000 мкл	0.1-2.5 мкл	0.5-10 мкл	5-50 мкл	5-50 мкл MC	20-200 мкл	50-250 мкл MC	50-300 мкл MC	100-1000 мкл	100-5000 мкл	0.2-10 мкл	10-300 мкл	50-1000 мкл	50-1200 мкл MC	100-5000 мкл	0.1-1 мкл	0.5-10 мкл	2-20 мкл	2-20 мкл	5-50 мкл	10-100 мкл	20-200 мкл	30-300 мкл MC	25-250 мкл	100-1000 мкл	0.1-1 мкл	0.5-10 мкл	2-20 мкл	2-20 мкл	10-100 мкл	20-200 мкл	100-1000 мкл	1-10 мл	0.5-10 мкл	0.5-10 мкл MC	2-20 мкл	1-20 мкл MC	20-200 мкл	100-1000 мкл	0.2-2 мкл	1-10 мкл	1-10 мкл	2-20 мкл	10-100 мкл	20-200 мкл	100-1000 мкл	1-10 мкл	10-100 мкл	20-200 мкл	0.1-2 мкл	0.5-10 мкл	1-10 мкл	2-20 мкл	5-50 мкл	10-100 мкл	10-200 мкл	100-1000 мкл	0.5-5 мл	0.5-10 мкл MC	5-50 мкл MC	20-200 мкл MC
Наконечники с фильтром		2,5 мкл		10 мкл		20 мкл		20 мкл		100 мкл		200 мкл		200 мкл		300 мкл		1000 мкл		1000 мкл		1250 мкл		70.3010.265 70.3010.285		70.3010.365 70.3010.385		70.3010.255 70.3010.275		70.3010.355 70.3010.375		70.3020.255 70.3020.275		70.3020.355 70.3020.375		70.3030.265 70.3030.285		70.3030.365 70.3030.385		70.3030.255 70.3030.275		70.3030.355 70.3030.375		70.1189.215		70.3031.255 70.3031.275		70.3031.355 70.3031.375		70.3040.255 70.3040.275		70.3040.355 70.3040.375		70.3050.255 70.3050.275		70.3050.355 70.3050.375		70.3060.255 70.3060.275		70.3060.355 70.3060.375		70.1186.210 70.1186.410							
Наконечники без фильтра		10 мкл		20 мкл		20 мкл		200 мкл		200 мкл		250 мкл		300 мкл		1000 мкл		1250 мкл		1250 мкл		70.3010 70.3010.200 70.3010.210 70.3010.210 70.3010.205		70.3010.305 70.3010.100 70.3010.110		70.3020 70.3020.200 70.3020.205 70.3020.205 70.3020.305		70.3020.210 70.3020.100 70.3020.110		70.3021 70.3021.200 70.3021.205 70.3021.205 70.3021.305		70.3021.210 70.3021.100 70.3021.110		70.3030 70.3030.020 70.3030.200 70.3030.100 70.3030.205		70.3030.305 70.3030.210		70.1189.105		70.3031 70.3031.020 70.3031.200 70.3031.100 70.3031.205		70.3031.305 70.3031.210 70.3031.100		70.3040 70.3040.100 70.3040.110 70.3040.200		70.3040.205 70.3040.210 70.3040.305		70.3050 70.3050.020 70.3050.205 70.3050.030 70.3050.100 70.3050.110		70.3050.200 70.3050.210 70.3050.305		70.3060 70.3060.100 70.3060.110 70.3060.200		70.3060.205 70.3060.210 70.3060.305		70.1186 70.1186.100 70.1186.200													

- = совместимо
- = испытания не проводились
- 10 = ограниченный объем пипетирования
- X = не рекомендуется
- MC** = многоканальная пипетка

В ходе технических изменений производители могут модифицировать конусы пипеток. В связи с этим наши рекомендации по совместимости являются лишь ориентировочными. При необходимости мы готовы предоставить вам бесплатные образцы наконечников, чтобы вы могли убедиться в их свойствах и совместимости с пипетками.