

兼容性表 - 移液吸头

带滤芯的移液吸头

2.5 µl		70.1130.212 70.1130.217
10 µl		70.1130.210 70.1130.215
20 µl		70.1114.210 70.1114.215
20 µl		70.1116.210 70.1116.215
20 µl		70.760.213 70.760.219
100 µl		70.760.212 70.760.217
200 µl		70.1189.215
200 µl		70.760.211 70.760.216
300 µl		70.3040.255 70.3040.355 70.3040.275 70.3040.375
1,000 µl		70.3050.255 70.3050.355 70.3050.275 70.3050.375
1,000 µl		70.3060.255 70.3060.355 70.3060.275 70.3060.375
1,250 µl		70.1186.210 70.1186.410

无滤芯的移液吸头

10 µl		70.3010 70.1130.100 70.1130.200 70.1130.105 70.1130.600
20 µl		70.3020 70.1114.105 70.1114.100 70.1114.200
20 µl		70.3021 70.1116.105 70.1116.100 70.1116.200
200 µl		70.3030 70.3030.020 70.760.102 70.760.202 70.760.107 70.760.502
200 µl		70.1189.105
250 µl		70.3031 70.760.501 70.760.201
300 µl		70.3040 70.3040.205 70.3040.100 70.3040.210 70.3040.110 70.3040.305 70.3040.200
1,000 µl		70.3050 70.3050.200 70.3050.020 70.3050.205 70.3050.030 70.3050.210 70.3050.100 70.3050.305 70.3050.110
1,250 µl		70.3060 70.3060.205 70.3060.100 70.3060.210 70.3060.110 70.3060.305 70.3060.200
1,250 µl		70.1186 70.1186.100 70.1186.200

- = 兼容
- 10 = 移液容积有限
- ✗ = 不推荐
- = 未进行验证
- MC = 多通道移液器

Eppendorf® 移液器

0.1-2.5 µl	0.5-10 µl	2-20 µl	10-100 µl	50-200 µl	100-1,000 µl	0.1-2.5 µl	0.5-10 µl	2-20 µl	10-100 µl	20-200 µl	30-300 µl MC	100-1,000 µl	500-5,000 µl	1-10 ml	0.1-2.5 µl	0.5-10 µl MC	2-20 µl	2-20 µl	10-100 µl MC	20-200 µl	30-300 µl MC	100-1,000 µl	500-5,000 µl	1-10 ml	0.5-10 µl	0.5-10 µl MC	5-100 µl	5-100 µl	20-300 µl	20-300 µl MC	50-1,000 µl	50-1,200 µl MC	100-5,000 µl	0.5-10 µl MC
Eppendorf Reference®																																		
Eppendorf Research®																																		
Eppendorf Research® plus																																		
Eppendorf Research® pro																																		
Xpert®																																		

Thermo® 微量移液器

0.2-2 µl	F2 0.5-5 µl	F1 1-10 µl	0.5-10 µl Univ.	0.5-10 µl MC	2-20 µl Univ.	5-50 µl MC	10-100 µl Univ.	20-200 µl Univ.	50-300 µl MC	100-1,000 µl	200-1,000 µl	0.3-3 µl	0.5-5 µl	1-10 µl	30-300 µl	100-1,000 µl	30-300 µl	30-300 µl MC	100-1,000 µl	100-1,200 µl MC	50-300 µl MC	P20/U2 0.2-2 µl	P10/U10 0.1-10 µl	C8/G12 1-10 µl	P20/U20 2-20 µl	P100/U100 20-100 µl	P200/U200 20-200 µl	U8 20-300 µl	P1,000/U3,000 200-1,000 µl	P5,000/U5,000 1,000-5,000 µl	P10/U10 1-10 ml	
Finnpipette® Digital / F1 / F2																																
Finnpipette® Focus																																
Finnpipette® Novus																																
Bio Control																																

Gilson® 移液器

Pipetman® / Ultra / Concept
Pipetman® / Ultra / Concept

移液器制造商会根据技术条件的变化来更改移液器顶锥。因此，我们在兼容性表中提出的建议仅供参考。如果您想检查我们的吸头与您所使用的移液器的匹配度以及卸载性能，我们可免费为您提供吸头样品。

