

Automatic-Sarpette®

Neues Design für ein noch komfortableres Pipettieren

NEU!



Die SARSTEDT Automatic-Sarpette® im neuen ergonomischen Design bietet ein komfortables und ermüdungsfreies Arbeiten auch bei langen Pipettierserien:

Eigenschaften und Vorteile:

- Ergonomisches Design und optimale Gewichtsverteilung
- Ein-Hand-Bedienung für komfortables Arbeiten
- Pumpengeschwindigkeit in 3-Stufen einstellbar
- Präzise und feinfühliges Steuerung der Füll- und Abgabegeschwindigkeit mittels zwei Pipettierknöpfen
- Optimaler Sitz aller Kunststoff- und Glaspipetten dank mehrfach abgestuften Silikon-Pipettenhalter
- Befüllung einer 50 ml Pipette unter 10 sec. bei maximaler Motorleistung
- Geräuscharmer Pumpenmotor für angenehmes Arbeiten
- NiMH-Akku mit einer Betriebszeit von bis zu 8 Stunden
- LED-Anzeige zur Kontrolle der Akkuladung

Bestellinformation – Automatic-Sarpette®

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Verpackung
90.189.200	Automatic-Sarpette® inkl. Ladegerät EU, Tischständer, Wandhalterung, 2 Ersatzfilter (0,45 µm und 0,20 µm)	1 Stk./Karton
90.189.202	Automatic-Sarpette® inkl. Ladegerät GB, Tischständer, Wandhalterung, 2 Ersatzfilter (0,45 µm und 0,20 µm)	1 Stk./Karton
90.189.203	Automatic-Sarpette® inkl. Ladegerät US, Tischständer, Wandhalterung, 2 Ersatzfilter (0,45 µm und 0,20 µm)	1 Stk./Karton
90.189.204	Automatic-Sarpette® inkl. Ladegerät AUS, Tischständer, Wandhalterung, 2 Ersatzfilter (0,45 µm und 0,20 µm)	1 Stk./Karton

Bestellinformation – Ersatzteile für Automatic-Sarpette®

	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Verpackung
	90.189.220	Ersatzfilter für Automatic-Sarpette®, Porengröße: 0,45 µm	5 Stk./Beutel
	90.189.221	Ersatzfilter für Automatic-Sarpette®, Porengröße: 0,2 µm	5 Stk./Beutel
	90.189.222	Silikonadapter für Automatic-Sarpette®	1 Stk./Beutel
	90.189.223	Ersatzakku für Automatic-Sarpette®	2 Stk./Beutel












Serologische Pipetten

- Hergestellt aus glasklarem Polystyrol
- Größeres Pipettivolumen durch Negativskalierung
- Variable Arbeitsweise durch Gegenskalisierung
- Optimierte Mundstücke für universellen Sitz in den gängigsten Pipettierhilfen
- Führungsrippen am Mundstück der 25 ml Pipetten bieten einen stabilen Sitz im Aufnahmeadapter von Pipettierhilfen
- Einfache Volumenidentifikation durch internationalen Farbcode auf jeder einzelnen Blisterverpackung
- Leicht zu öffnende, antistatische Verpackung
- Erhältlich einzeln steril* oder zu 25 Stück im Beutel verpackt



* Einzeln steril verpackte Pipetten sind als pyrogenfrei/endotoxinfrei und nicht-zytotoxisch zertifiziert.

Bestellinformation – Serologische Pipetten 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, 25 ml, 50 ml

Bestell-Nr.	Gesamtvolumen/ Graduierung		Ausführung	Farbcode	Verpackung Stück/Karton
86.1251.001	1 ml	1/100 ml	wattiert, einzeln steril		1/1.000
86.1251.025	1 ml	1/100 ml	wattiert, steril zu 25 Stück		25/1.000
86.1252.001	2 ml	1/100 ml	wattiert, einzeln steril		1/1.000
86.1252.025	2 ml	1/100 ml	wattiert, steril zu 25 Stück		25/1.000
86.1253.001	5 ml	1/10 ml	wattiert, einzeln steril		1/500
86.1253.025	5 ml	1/10 ml	wattiert, steril zu 25 Stück		25/500
86.1254.001	10 ml	1/10 ml	wattiert, einzeln steril		1/500
86.1254.025	10 ml	1/10 ml	wattiert, steril zu 25 Stück		25/500
86.1685.001	25 ml	2/10 ml	wattiert, einzeln steril		1/200
86.1685.020	25 ml	2/10 ml	wattiert, steril zu 20 Stück		20/200
86.1256.001	50 ml	1/2 ml	wattiert, einzeln steril		1/90

SARSTEDT AG & Co. KG
 Postfach 12 20 · D-51582 Nümbrecht
 Telefon: +49 2293 305 0
 Telefax: +49 2293 305 3450
 Kundenservice Deutschland
 Telefon 0800 0 83 305 0
 info@sarstedt.com
 www.sarstedt.com