

# Sarpette® automática

Nuevo diseño para un pipeteado aún más cómodo



La Sarpette® automática de SARSTEDT con nuevo diseño ergonómico ofrece un manejo aún más cómodo y sin fatiga, incluso durante series de pipeteado largas:

## Características y ventajas:

- Diseño ergonómico y distribución óptima del peso
- Manejo con una sola mano para un trabajo cómodo
- Velocidad de la bomba ajustable en 3 niveles
- Control preciso y sensible de la velocidad de llenado y dispensación mediante dos botones de pipeteado
- Sujeción óptima de todas las pipetas de plástico y vidrio gracias al adaptador de pipetas escalonado de silicona
- Llenado de una pipeta de 50 ml en menos de 10 segundos con la máxima potencia
- Motor de bomba silencioso
- Batería recargable NiMH con una autonomía de hasta 8 horas
- Piloto LED para el control de carga de la batería

## Información – Sarpette® automática

Referencia	Descripción	Presentación
90.189.200	Sarpette® automática incl. cargador UE, soporte de mesa, soporte de pared, 2 filtros de recambio (0,45 µm y 0,20 µm)	1 ud/caja
90.189.202	Sarpette® automática incl. cargador GB, soporte de mesa, soporte de pared, 2 filtros de recambio (0,45 µm y 0,20 µm)	1 ud/caja
90.189.203	Sarpette® automática incl. cargador EE. UU., soporte de mesa, soporte de pared, 2 filtros de recambio (0,45 µm y 0,20 µm)	1 ud/caja
90.189.204	Sarpette® automática incl. cargador AUS, soporte de mesa, soporte de pared, 2 filtros de recambio (0,45 µm y 0,20 µm)	1 ud/caja
90.189.205	Sarpette® automática incl. cargador KR, soporte de mesa, soporte de pared, 2 filtros de recambio (0,45 µm y 0,20 µm)	1 ud/caja

## Información – Recambios para Sarpette® automática

	Referencia	Descripción	Presentación
	90.189.220	Filtro de recambio para Sarpette® automática, tamaño de poro: 0,45 µm	5 uds/bolsa
	90.189.221	Filtro de recambio para Sarpette® automática, tamaño de poro: 0,2 µm	5 uds/bolsa
	90.189.222	Adaptador de silicona para Sarpette® automática	1 ud/bolsa
	90.189.223	Baterías recargables de repuesto para Sarpette® automática	2 uds/bolsa












## Pipetas serológicas

- Fabricadas en poliestireno de alta transparencia
- Mayor volumen de pipeteado gracias a la escala inversa
- Modo de uso variable, gracias a la contraescala
- Boquillas optimizadas para un acoplamiento universal a los pipeteadores estándar
- Las guías de la boquilla de las pipetas de 25 ml permiten una sujeción firme en los adaptadores de retención de los pipeteadores
- Identificación de volumen sencilla, gracias a la codificación de color internacional de cada envase blíster individual
- Envase antiestático y fácil de abrir
- Disponibles en envase individual estéril\* o envasadas en bolsas de 25 unidades



\* La pipetas envasadas individualmente de forma estéril están certificadas como apirógenas/libres de endotoxinas y no citotóxicas.

## Información – Pipetas serológicas de 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, 25 ml, 50 ml

Referencia	Volumen total/ graduación	Descripción	Código de color	Presentación unidades/caja
86.1251.001	1 ml 1/100 ml	con algodón, envase individual estéril		1/1000
86.1251.025	1 ml 1/100 ml	con algodón, envase estéril de 25 unidades		25/1000
86.1252.001	2 ml 1/100 ml	con algodón, envase individual estéril		1/1000
86.1252.025	2 ml 1/100 ml	con algodón, envase estéril de 25 unidades		25/1000
86.1253.001	5 ml 1/10 ml	con algodón, envase individual estéril		1/500
86.1253.025	5 ml 1/10 ml	con algodón, envase estéril de 25 unidades		25/500
86.1254.001	10 ml 1/10 ml	con algodón, envase individual estéril		1/500
86.1254.025	10 ml 1/10 ml	con algodón, envase estéril de 25 unidades		25/500
86.1685.001	25 ml 2/10 ml	con algodón, envase individual estéril		1/200
86.1685.020	25 ml 2/10 ml	con algodón, envase estéril de 20 unidades		20/200
86.1256.001	50 ml 1/2 ml	con algodón, envase individual estéril		1/90

SARSTEDT S.A.U.  
Camí de Can Grau, 24  
Pol. Ind. Valldoríol  
08430 La Roca del Vallès  
Tel: +34 93 846 4103  
Fax: +34 93 846 3978  
info.es@sarstedt.com  
www.sarstedt.com