

# Automatic-Sarpette®

Νέος σχεδιασμός για ακόμα πιο άνετη χρήση

NEO!



Η Automatic-Sarpette® της SARSTEDT με τον νέο εργονομικό σχεδιασμό προσφέρει άνετη εργασία χωρίς κόπο ακόμα και σε μεγάλες σειρές πιπεταρίσματος:

## Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα:

- Εργονομικός σχεδιασμός και βέλτιστη κατανομή βάρους
- Χειρισμός με το ένα χέρι για άνετη εργασία
- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα αντλίας σε 3 βαθμίδες
- Ακριβής και ευαίσθητος έλεγχος της ταχύτητας πλήρωσης και διανομής με τη βοήθεια δύο κουμπιών πιπεταρίσματος
- Βέλτιστη εφαρμογή όλων των πλαστικών και γυάλινων πιπετών χάρη στον συγκρατητήρα πιπέτας πολλαπλών διαβαθμίσεων από σιλικόνη
- Πλήρωση πιπέτας 50 ml σε κάτω από 10 δευτερόλεπτα με μέγιστη ισχύ κινητήρα
- Κινητήρας αντλίας χαμηλού θορύβου για ευχάριστες συνθήκες εργασίας
- Μπαταρία NiMH με διάρκεια λειτουργίας έως 8 ωρών
- Ένδειξη LED για έλεγχο του φορτίου της μπαταρίας

## Πληροφορίες παραγγελιών – Automatic-Sarpette®

| Αρ. παραγγελίας | Περιγραφή   | Συσκευασία   |
|-----------------|---|--------------|
| 90.189.200      | Automatic-Sarpette® συμπεριλ. φορτιστή EU, επιτραπέζιας βάσης, επιτοίχιου στηρίγματος, 2 ανταλλακτικών φίλτρων (0,45 μm και 0,20 μm)  | 1 τεμ./κουτί |
| 90.189.202      | Automatic-Sarpette® συμπεριλ. φορτιστή GB, επιτραπέζιας βάσης, επιτοίχιου στηρίγματος, 2 ανταλλακτικών φίλτρων (0,45 μm και 0,20 μm)  | 1 τεμ./κουτί |
| 90.189.203      | Automatic-Sarpette® συμπεριλ. φορτιστή US, επιτραπέζιας βάσης, επιτοίχιου στηρίγματος, 2 ανταλλακτικών φίλτρων (0,45 μm και 0,20 μm)  | 1 τεμ./κουτί |
| 90.189.204      | Automatic-Sarpette® συμπεριλ. φορτιστή AUS, επιτραπέζιας βάσης, επιτοίχιου στηρίγματος, 2 ανταλλακτικών φίλτρων (0,45 μm και 0,20 μm) | 1 τεμ./κουτί |

## Πληροφορίες παραγγελιών – Ανταλλακτικά για Automatic-Sarpette®

|   | Αρ. παραγγελίας | Περιγραφή  | Συσκευασία     |
|---|-----------------|--|----------------|
|  | 90.189.220      | Ανταλλακτικό φίλτρο για το Automatic-Sarpette®, μέγεθος πόρων: 0,45 μm | 5 τεμ./σακούλα |
|  | 90.189.221      | Ανταλλακτικό φίλτρο για το Automatic-Sarpette®, μέγεθος πόρων: 0,2 μm  | 5 τεμ./σακούλα |
|  | 90.189.222      | Προσαρμογέας σιλικόνης για το Automatic-Sarpette®                      | 1 τεμ./σακούλα |
|  | 90.189.223      | Ανταλλακτικές μπαταρίες για το Automatic-Sarpette®                     | 2 τεμ./σακούλα |












## Ορολογικές πιπέτες

- Κατασκευασμένες από διαφανές πολυστυρένιο
- Μεγαλύτερος όγκος πιπέτας μέσω αρνητικής κλίμακας
- Μεταβλητή μέθοδος εργασίας μέσω αντίστροφης κλίμακας
- Βελτιστοποιημένο ρύγχος για γενική εφαρμογή στα περισσότερα βοηθήματα πιπέτας
- Ραβδώσεις οδήγησης στο ρύγχος των πιπετών 25 ml παρέχουν σταθερή εφαρμογή στον προσαρμογέα συγκράτησης των βοηθημάτων πιπέτας
- Απλή αναγνώριση του όγκου χρησιμοποιώντας χρωματική κωδικοποίηση σε κάθε μεμονωμένη συσκευασία
- Εύκολη στο άνοιγμα, αντιστατική συσκευασία
- Διαθέσιμες αποστειρωμένες\* σε ατομική συσκευασία ή σε σακούλα των 25 τεμαχίων



\* Οι αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία πιπέτες είναι πιστοποιημένες ως ελεύθερες πυρετογόνων/ελεύθερες ενδοτοξινών και μη κυτταροτοξικές.

## Πληροφορίες παραγγελιών – Ορολογικές πιπέτες 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, 25 ml, 50 ml

| Αρ. παραγγελίας | Συνολικός όγκος/ κλίμακα |          | Τύπος                                    | Χρωματική κωδικοποίηση  | Συσκευασία τεμάχια/κουτί |
|-----------------|--------------------------|----------|--|---|--------------------------|
| 86.1251.001     | 1 ml                     | 1/100 ml | με βαμβάκι, ατομικά αποστειρωμένη        |  | 1/1.000                  |
| 86.1251.025     | 1 ml                     | 1/100 ml | με βαμβάκι, αποστειρωμένη ανά 25 τεμάχια |  | 25/1.000                 |
| 86.1252.001     | 2 ml                     | 1/100 ml | με βαμβάκι, ατομικά αποστειρωμένη        |  | 1/1.000                  |
| 86.1252.025     | 2 ml                     | 1/100 ml | με βαμβάκι, αποστειρωμένη ανά 25 τεμάχια |  | 25/1.000                 |
| 86.1253.001     | 5 ml                     | 1/10 ml  | με βαμβάκι, ατομικά αποστειρωμένη        |  | 1/500                    |
| 86.1253.025     | 5 ml                     | 1/10 ml  | με βαμβάκι, αποστειρωμένη ανά 25 τεμάχια |  | 25/500                   |
| 86.1254.001     | 10 ml                    | 1/10 ml  | με βαμβάκι, ατομικά αποστειρωμένη        |  | 1/500                    |
| 86.1254.025     | 10 ml                    | 1/10 ml  | με βαμβάκι, αποστειρωμένη ανά 25 τεμάχια |  | 25/500                   |
| 86.1685.001     | 25 ml                    | 2/10 ml  | με βαμβάκι, ατομικά αποστειρωμένη        |  | 1/200                    |
| 86.1685.020     | 25 ml                    | 2/10 ml  | με βαμβάκι, αποστειρωμένη ανά 20 τεμάχια |  | 20/200                   |
| 86.1256.001     | 50 ml                    | 1/2 ml   | με βαμβάκι, ατομικά αποστειρωμένη        |  | 1/90                     |

SARSTEDT M.E.Π.Ε.  
Χρ. Μπέκα & Αγ. Δημητρίου  
190 04 Σπάτα Αττικής  
Τηλ. +30 210 6038274  
Fax +30 210 6038276  
info.gr@sarstedt.com  
www.sarstedt.com