

Informações de encomenda

# PONTAS DE PIPETA de 10 $\mu$ l



PEQUENAS  
E FINAS

## Precisas **DE-M**

Graças ao seu tamanho reduzido e, assim, ao seu pequeno volume morto, as pontas de pipeta de 10 µl são indicadas para a pipetagem precisa de volumes de líquido mínimos.

## Inovadoras

O novo sistema de embalagem bem pensado torna a ponta apta para qualquer aplicação. O nosso sistema adequa-se às suas necessidades. Quer se trate de trabalhos de elevada pureza com o SingleRefill, de elevado débito com o StackPack ou simplesmente uma caixa cheia – temos a solução perfeita para cada necessidade.



**DICA** Identificação num instante! Além do conhecido código de cor dos tabuleiros, agora também pode encontrar as informações mais importantes diretamente no tabuleiro.

## Informações de encomenda

Vol.	Ref. <sup>a</sup>	Designação	Filtro	Pureza	Versão	Embalagem	Unid./caixa
10 µl	70.3010.275	Ponta de filtro Low Retention, 10 µl, Biosphere® plus, transparente, 96 unid./caixa	+		Low Retention		1920
	70.3010.375	Ponta de filtro Low Retention, 10 µl, Biosphere® plus, transparente, 96 unid./SingleRefill	+		Low Retention		1920
	70.3010.285	Ponta de filtro Low Retention, 2,5 µl, Biosphere® plus, transparente, 96 unid./caixa	+		Low Retention		1920
	70.3010.385	Ponta de filtro Low Retention, 2,5 µl, Biosphere® plus, transparente, 96 unid./SingleRefill	+		Low Retention		1920
	70.3010.255	Ponta de filtro, 10 µl, Biosphere® plus, transparente, 96 unid./caixa	+		Standard		1920
	70.3010.355	Ponta de filtro, 10 µl, Biosphere® plus, transparente, 96 unid./SingleRefill	+		Standard		1920
	70.3010.265	Ponta de filtro, 2,5 µl, Biosphere® plus, transparente, 96 unid./caixa	+		Standard		1920
	70.3010.365	Ponta de filtro, 2,5 µl, Biosphere® plus, transparente, 96 unid./SingleRefill	+		Standard		1920
	70.3010.205	Ponta de pipeta, 10 µl, Biosphere® plus, transparente, 96 unid./caixa	-		Standard		1920
	70.3010.305	Ponta de pipeta, 10 µl, Biosphere® plus, transparente, 96 unid./SingleRefill	-		Standard		1920
	70.3010.210	Ponta de pipeta Low Retention, 10 µl, PCR Performance Tested, transparente, 96 unid./caixa	-		Low Retention		1920
	70.3010.110	Ponta de pipeta Low Retention, 10 µl, PCR Performance Tested, transparente, 5x96 unid./StackPack	-		Low Retention		1920
	70.3010.200	Ponta de pipeta, 10 µl, PCR Performance Tested, transparente, 96 unid./caixa	-		Standard		1920
	70.3010.100	Ponta de pipeta, 10 µl, PCR Performance Tested, transparente, 5x96 unid./StackPack	-		Standard		1920
	70.3010	Ponta de pipeta, 10 µl, PCR Performance Tested, transparente, 1000 unid./saco	-		Standard		10 000

SARSTEDT S.A.  
Sintra Business Park, Edifício 8  
Zona Industrial da Abrunheira  
2710-089 Sintra  
Tel: +351 21 915 6010  
Fax: +351 21 915 6019  
info.pt@sarstedt.com  
www.sarstedt.com



Para mais informações, consulte [www.refillrevolution.tips](http://www.refillrevolution.tips)

**SARSTEDT**