

# Multi-Safe vario 2000

Le modèle 2.0 à large ouverture



# La solution innovante pour un


Avec fermeture provisoire et définitive innovante manipulable d'une seule main !



Marquage clair du niveau de remplissage grâce à une nouvelle étiquette



Compatible avec les plateaux standards




77.3893.020

Ajustement individuel de l'ouverture des déchets en cassant u

Manipulation aisée pour le montage du couvercle grâce à des ergots d'emboîtement



Systèmes Luer Aiguilles



# élimination en toute sécurité

Code QR intégré pour un accès en ligne direct aux instructions d'utilisation




Egalement disponible sur commande avec le symbole de risque biologique !



77.3893.120




ouverture d'introduction  
un ou deux segments



Scalpels  
Systèmes Luer

Le dispositif intégré au couvercle permet une désolidarisation aisée et sûre de l'aiguille du stylo insuline lors de la fermeture



## Références pour commande

Réf.	Désignation	Volume	Matériau	Unités par carton	Unités par palette	Dimensions du carton	Dimensions de la palette
77.3893.020	Multi-Safe vario 2000	2,0 l	PP	50	800	59,5 x 39,4 x 38,8 cm	120 x 80 x 195 cm
77.3893.120	Multi-Safe vario 2000 avec symbole de risque biologique	2,0 l	PP	50	800	59,5 x 39,4 x 38,8 cm	120 x 80 x 195 cm

- Supports réglables et lavables



## Références pour commande des accessoires

Réf.	Désignation	Dimensions	Matériau	Unités par carton	Dimensions du carton
95.963.020	Fixation murale vario 2000	23,5 x 10,8 x 5,8 cm	Acier inoxydable	5	26 x 19 x 9,5 cm
95.963.006	Support pour tube rond pour support mural	13,0 x 4,0 x 9,0 cm	POM	10	28 x 21 x 13,5 cm
95.963.005	Plaque de fixation pour support mural	13,0 x 7,9 x 1,3 cm	Acier inoxydable	20	26 x 18,3 x 8,5 cm



De plus amples informations sur notre vaste assortiment de boîtes à déchets ainsi que la brochure générale 412 sont disponibles sur [www.sarstedt.com](http://www.sarstedt.com).

SARSTEDT S.A.R.L.  
Route de Gray  
Z.I. des Plantes  
70150 Marnay  
Tel: +33 384 31 95 95  
Fax: +33 384 31 95 99  
[info.fr@sarstedt.com](mailto:info.fr@sarstedt.com)  
[www.sarstedt.com](http://www.sarstedt.com)