

Multi-Safe vario 2000

Abertura ampla 2.0



A solução inovadora para


Com o inovador fecho diário e definitivo utilizando apenas uma mão!



Marcação clara do nível de enchimento devido ao novo formato da etiqueta



Compatível com os tabuleiros *standard*




A abertura de descarte individualmete ao pa

Fácil manuseamento durante a montagem da tampa devido aos entalhes de encaixe



Sistemas Luer
Agulhas



para a eliminação segura

Código QR integrado para o acesso direto online às instruções de utilização




Também pode ser encomendado com etiqueta risco biológico!



77.3893.120




pode ser ajustada a partir das secções



Bisturis
Sistemas Luer

O selo integrado na tampa permite separar segura e facilmente a caneta de insulina ao fechar a tampa



Informações de encomenda

Ref. ^a	Designação	Volume	Material	Unidades por caixa	Unidades por palete	Dimensões da caixa	Dimensões da palete
77.3893.020	Multi-Safe vario 2000	2,0 l	PP	50	800	59,5 x 39,4 x 38,8 cm	120 x 80 x 195 cm
77.3893.120	Multi-Safe vario 2000 com etiqueta de risco biológico	2,0 l	PP	50	800	59,5 x 39,4 x 38,8 cm	120 x 80 x 195 cm

• Suportes laváveis e extensíveis

Suporte de parede



Suporte para varões redondos



Placa de fixação



Informações de encomenda de acessórios

Ref. ^a	Designação	Dimensões	Material	Unidades por caixa	Dimensões da caixa
95.963.020	Suporte de parede vario 2000	23,5 x 10,8 x 5,8 cm	Aço inoxidável	5	26 x 19 x 9,5 cm
95.963.006	Suporte para varões redondos	13,0 x 4,0 x 9,0 cm	Polióximetileno (POM)	10	28 x 21 x 13,5 cm
95.963.005	Placa de fixação para suporte de parede	13,0 x 7,9 x 1,3 cm	Aço inoxidável	20	26 x 18,3 x 8,5 cm



Para mais informações sobre a nossa vasta gama de contentores para corto-perfurantes, e brochura completa 412, consultar www.sarstedt.com.

SARSTEDT S.A.
Estrada Nacional 249, Km 4,2
Escritório B r/c - Nave 3
Cabra Figa
2635-047 Rio de Mouro
Tel: +351 21 915 6010
Fax: +351 21 915 6019
info.pt@sarstedt.com
www.sarstedt.com