

Umstellung auf neues Beuteldesign bei SARSTEDT Pipettenspitzen

# Der Beutel – preiswert & alternativ

## Sichere Versiegelung durch Originalitätsverschluss

Bis zur Verwendung frei von DNA,  
DNase, RNase & PCR Inhibitoren.

## Komfortabler Druckverschluss

Der stabile Beutel kann hygienisch  
wiederverschlossen werden.



## Farbige Varianten

Gelbe und blaue Einfärbung der 200 µl und  
1.000 µl Spitzen sorgt für schnelle Identifikation.



Sehr geehrte Geschäftspartnerin,  
sehr geehrter Geschäftspartner,

im Zuge einer ständigen Qualitätsoptimierung unserer Produkte wird die Beutelware der SARSTEDT Pipettenspitzen sukzessiv auf eine zertifizierte Version umgestellt.

So erhalten alle Pipettenspitzen den Reinheitsstandard „PCR Performance Tested“ (DNA-/ DNase-/ RNase-/ PCR Inhibitor-frei). Mit dieser Zertifizierung ändert sich neben der Beutelverpackung auch die Artikelnummer. Der Beutel hat zukünftig einen Originalitätsverschluss und ist außerdem durch einen Druckverschluss hygienisch wiederverschließbar.

Die genauen Produktdaten sowie die neuen Artikelnummern können Sie der Übersicht unterhalb entnehmen. Bei Fragen können Sie sich gerne jederzeit an unsere Produktberater oder an unseren Kundenservice wenden.

Mit freundlichen Grüßen  
Ihr SARSTEDT Team

Bestell-Nr. Alt	Bestell-Nr. Neu	Bezeichnung	Verpackungseinheit Beutel / Umkarton	Verfügbar ab	Stilllegung alter Artikel
70.1130	<b>70.3010</b>	Pipettenspitze, 10 µl, transparent	1.000 / 10.000	09/2020	10/2020
70.1114	<b>70.3020</b>	Pipettenspitze, 20 µl, transparent	1.000 / 10.000	09/2020	12/2020
70.1116	<b>70.3021</b>	Pipettenspitze, 20 µl, transparent	1.000 / 10.000	10/2020	10/2020
70.760.002	<b>70.3030</b>	Pipettenspitze, 200 µl, transparent	1.000 / 10.000	Verfügbar	09/2020
70.760.012	<b>70.3030.020</b>	Pipettenspitze, 200 µl, gelb	1.000 / 10.000	Verfügbar	09/2020
70.760.001	<b>70.3031</b>	Pipettenspitze, 200 µl, transparent	1.000 / 10.000	10/2020	12/2020
70.765	<b>70.3040</b>	Pipettenspitze, 300 µl, transparent	1.000 / 10.000	Verfügbar	Bereits stillgelegt
70.762	<b>70.3050</b>	Pipettenspitze, 1.000 µl, transparent	500 / 5.000	Verfügbar	Bereits stillgelegt
	<b>70.3060</b>	Pipettenspitze, 1.250 µl XL, transparent	500 / 5.000	Verfügbar	Bereits stillgelegt
70.762.010	<b>70.3050.020</b>	Pipettenspitze, 1.000 µl, blau	500 / 5.000	Verfügbar	Bereits stillgelegt
70.762.003	<b>70.3050.030</b>	Leitfähige Pipettenspitze, 1.000 µl, schwarz	500 / 5.000	Verfügbar	Bereits stillgelegt

10\_850\_0100\_100 Diese Publikation kann Informationen zu Produkten enthalten, die evtl. nicht in jedem Land verfügbar sind Technische Änderungen vorbehalten

Informationen erhalten Sie auf [www.refillrevolution.tips](http://www.refillrevolution.tips)  
oder über **Ihren Produktberater**.

