

Nový dizajn vreciek na pipetové špičky SARSTEDT

# Nové vrecko je cenovo výhodnou alternatívou

## Komfortný zatláčací uzáver

Toto odolné vrecko je možné opätovne hygienicky uzavrieť.

## Uzavretie vrecka zatavením zabezpečuje proti manipulácii

Až do použitia je vrecko bez DNA,  
DNase, RNase a PCR inhibítorov.



## Farebné varianty

Žltá a modrá farba špičiek s objemom 200 µl  
a 1 000 µl poskytuje rýchlu identifikáciu.

Vážení obchodní partneri,

V dôsledku neustálej optimalizácie kvality našich produktov budú vrecká na pipetové špičky SARSTEDT postupne prechádzať na certifikovanú verziu.

Tým dosiahnu všetky pipetové špičky štandard čistoty „PCR Performance Tested“ (Bez DNA-/ DNase-/ RNase-/ PCR inhibítorov). S touto certifikáciou sa okrem vreckového balenia mení aj číslo produktu. Vrecko bude mať v budúcnosti originálny zatavený uzáver. Okrem toho bude možné vrecko opätovne hygienicky uzavrieť prostredníctvom zatláčacieho uzáveru.

Konkrétne informácie o produkte a nové čísla produktov nájdete v nižšie uvedenom prehľade. V prípade otázok sa môžete kedykoľvek obrátiť na našich poradcov alebo na náš zákaznícky servis.

S pozdravom  
Váš tím SARSTEDT



Obj. č. staré	Obj. č. nové	Označenie	Baliaca jednotka vrecko/kartón	Dostupné od	Ukončenie produkcie starých výrobkov
70.1130	<b>70.3010</b>	Pipetová špička, 10 µl, transparentná	1 000 / 10 000	09/2020	10/2020
70.1114	<b>70.3020</b>	Pipetová špička, 20 µl, transparentná	1 000 / 10 000	09/2020	12/2020
70.1116	<b>70.3021</b>	Pipetová špička, 20 µl, transparentná	1 000 / 10 000	10/2020	10/2020
70.760.002	<b>70.3030</b>	Pipetová špička, 200 µl, transparentná	1 000 / 10 000	Dostupný	09/2020
70.760.012	<b>70.3030.020</b>	Pipetová špička, 200 µl, žltá	1 000 / 10 000	Dostupný	09/2020
70.760.001	<b>70.3031</b>	Pipetová špička, 200 µl, transparentná	1 000 / 10 000	10/2020	12/2020
70.765	<b>70.3040</b>	Pipetová špička, 300 µl, transparentná	1 000 / 10 000	Dostupný	Ukončená produkcia
70.762	<b>70.3050</b>	Pipetová špička, 1 000 µl, transparentná	500 / 5 000	Dostupný	Ukončená produkcia
	<b>70.3060</b>	Pipetová špička, 1 250 µl XL, transparentná	500 / 5 000	Dostupný	Ukončená produkcia
70.762.010	<b>70.3050.020</b>	Pipetová špička, 1 000 µl, modrá	500 / 5 000	Dostupný	Ukončená produkcia
70.762.003	<b>70.3050.030</b>	Vodivá pipetová špička, 1 000 µl, čierna	500 / 5 000	Dostupný	Ukončená produkcia

Viac informácií nájdete na [www.refillrevolution.tips](http://www.refillrevolution.tips) alebo kontaktujte vášho produktového poradcu.