




# Una nueva generación para la eliminación segura

Certificada según DIN EN ISO 23907, TRBA 250 y UN



Mayor seguridad y fácil montaje de la tapa gracias a sus puntos de anclaje

Código QR integrado para el acceso directo a las instrucciones de uso




Con innovadores cierres de día y definitivo que se accionan con una sola mano. Etiqueta "Press for final closure" (Presionar para cierre definitivo)

Ø tapa: 89 mm


Altura: 162 mm

Ø fondo: 57 mm

Etiqueta directamente en 9 idiomas – posibilidad de personalizar la etiqueta



Marca clara del nivel de llenado gracias al nuevo diseño de la etiqueta



¡Disponible con identificación de riesgo biológico!  
Referencia 77.3884.105


El pistón integrado en la tapa permite desconectar la pluma de insulina de forma fácil y segura al cerrar la tapa

Eliminación fácil gracias a diferentes puntos para extracción y desenroscado

## Información

Ref.	Descripción	Volumen	Material	Unidades por caja	Unidades por palé	Dimensiones caja	Dimensiones palé
77.3884.005	Multi-Safe twin plus 500	0,5 l	PP	126	3024	59,0 x 26,6 x 45,0 cm	120 x 80 x 195 cm
77.3884.105	Multi-Safe twin plus 500 con identificación de riesgo biológico	0,5 l	PP	126	3024	59,0 x 26,6 x 45,0 cm	120 x 80 x 195 cm

### • Soportes individuales



### Información – Accesorios

Ref.	Descripción	Medidas	Material	Unidades por caja	Dimensiones caja
95.963	Soporte de pared	51 x 139 mm	Acero	30	38,0 x 27,8 x 14,0 cm
95.965.001	Adaptador adhesivo	Ø 54 mm	PP	150	25,3 x 19,3 x 19,0 cm



Encontrará más información sobre nuestra amplia gama de recipientes para eliminación de residuos y el folleto completo 412 en [www.sarstedt.com](http://www.sarstedt.com).

SARSTEDT S.A.U.  
 Camí de Can Grau, 24  
 Pol. Ind. Valldoríolf  
 08430 La Roca del Vallès  
 Tel: +34 93 846 4103  
 Fax: +34 93 846 3978  
 info.es@sarstedt.com  
 www.sarstedt.com