

Multi-Safe twin plus 500

O inovador contentor para corto-perfurantes para a sua segurança diária



Uma nova geração para uma eliminação segura

Certificado em conformidade com a
DIN EN ISO 23907, TRBA 250 e a UN



Etiqueta diretamente integrada em 9 idiomas
- disponível opção de personalização
da etiqueta

Com o inovador encerramento diário
e encerramento final utilizando
apenas uma mão e inscrição "Press for
final closure" ("Pressionar para
encerrar o contentor")

Ø da tampa: 89 mm

Altura: 162 mm

Ø do fundo: 57 mm

Marcação clara do nível de
enchimento graças ao novo
formato da etiqueta

Fácil manuseamento e elevada segurança
durante a montagem da tampa
graças aos entalhes de encaixe



Código QR integrado para
o acesso direto online às
instruções de utilização

Também disponível
com etiqueta de
risco biológico!
Referência 77.3884.105


O selo integrado na tampa permite
que a caneta de insulina seja desacoplada
com facilidade e segurança
ao fechar

Vários dispositivos de remoção/rotação
para facilitar a libertação

Informação de encomenda

Ref. ^a	Designação	Volume	Material	Unidades por caixa	Unidades por palete	Dimensões da caixa	Dimensões da palete
77.3884.005	Multi-Safe twin plus 500	0,5 l	PP	126	3024	59,0 x 26,6 x 45,0 cm	120 x 80 x 195 cm
77.3884.105	Multi-Safe twin plus 500 com etiqueta de risco biológico	0,5 l	PP	126	3024	59,0 x 26,6 x 45,0 cm	120 x 80 x 195 cm

• Suportes laváveis e extensíveis



Informação de encomenda de acessórios

Ref. ^a	Designação	Dimensões	Material	Unidades por caixa	Dimensões da caixa
95.963	Suporte de parede	51 x 139 mm	Aço inoxidável	30	38,0 x 27,8 x 14,0 cm
95.965.001	Adaptador autocolante	Ø 54 mm	PP	150	25,3 x 19,3 x 19,0 cm



Pode encontrar mais informações sobre a nossa vasta gama de contentores para corto-perfurantes, bem como a brochura completa 412, em www.sarstedt.com.

SARSTEDT S.A.
Estrada Nacional 249, Km 4,2
Escritório B r/c - Nave 3
Cabra Figa
2635-047 Rio de Mouro
Tel: +351 21 915 6010
Fax: +351 21 915 6019
info.pt@sarstedt.com
www.sarstedt.com