

Multi-Safe twin plus 500

Innowacyjny pojemnik na odpady dla codziennego bezpieczeństwa



Nowa generacja bezpiecznej utylizacji

Certyfikacja zgodnie z DIN EN ISO 23907,
TRBA 250 i UN



Z innowacyjnym zamknięciem dziennym i końcowym umożliwiającym obsługę jedną ręką i z napisem „Press for final closure”

Ø pokrywy: 89 mm

Wysokość: 162 mm

Ø podstawy: 57 mm

Naklejona etykieta dostępna w 9 językach- możliwa wersja ze zindywidualizowaną etykietą

Wyraźne oznaczenie stanu napełnienia dzięki nowemu projektowi etykiety


Łatwa obsługa i większe bezpieczeństwo przy montażu pokrywy z zatrzaskami

Zintegrowany kod QR - bezpośredni dostęp online do instrukcji obsługi

Możliwość zamówienia również z oznakowaniem zagrożenia biologicznego!
Nr art. 77.3884.105

Zintegrowany w pokrywie tłocznik umożliwia łatwe i bezpieczne odłączenie peny insulinowego podczas zamykania


Różne elementy umożliwiające rozmontowanie/rozkrcenie i ułatwiające wyrzucenie



Informacje dla zamawiających

Nr zam.	Nazwa	Pojemność	Materiał	Szt. na karton	Szt. na paletę	Wymiary kartonu	Wymiary palety
77.3884.005	Multi-Safe twin plus 500	0,5 l	PP	126	3.024	59,0 x 26,6 x 45,0 cm	120 x 80 x 195 cm
77.3884.105	Multi-Safe twin plus 500 z oznakowaniem zagrożenia biologicznego	0,5 l	PP	126	3.024	59,0 x 26,6 x 45,0 cm	120 x 80 x 195 cm

- Indywidualne rozszerzalne i zmywalne uchwyty



Wyposażenie dodatkowe – informacje dla zamawiających

Nr zam.	Nazwa	Wymiary	Materiał	Szt. na karton	Wymiary kartonu
95.963	Uchwyt ścienny	51 x 139 mm	Stal szlachetna	30	38,0 x 27,8 x 14,0 cm
95.965.001	Adapter mocujący	Ø 54 mm	PP	150	25,3 x 19,3 x 19,0 cm



Więcej informacji o naszym bogatym asortymencie pojemników na odpady oraz naszą kompletną broszurę 412 można znaleźć na stronie internetowej www.sarstedt.com.

SARSTEDT Sp. z o.o.
ul. Warszawska 25
Blizne Łaszczyńskiego
05-082 Stare Babice
Tel: +48 22 722 05 43
Fax: +48 22 722 07 95
info.pl@sarstedt.com
www.sarstedt.com