

Multi-Safe twin plus 500

L'innovativo contenitore di smaltimento per la vostra sicurezza quotidiana



Una nuova generazione per lo smaltimento sicuro

Certificazione secondo DIN EN ISO 23907,
TRBA 250 e UN




Con l'innovativa chiusura giornaliera e definitiva, azionabile con una sola mano a pressione "Press for final closure"

Ø coperchio: 89 mm

Altezza: 162 mm

Ø fondo: 57 mm

Etichetta in 9 lingue – possibilità di realizzazione anche come soluzione personalizzata



Chiara marcatura del livello di riempimento grazie al nuovo design dell'etichetta


Semplice manipolazione e maggiore sicurezza durante il montaggio del coperchio grazie ai ganci a scatto



Codice QR per accesso online diretto alle istruzioni per l'uso



Possibilità d'ordine anche con contrassegno di rischio simbolo biologico! Art. n. 77.3884.105



Il punzone integrato nel coperchio consente la connessione semplice e sicura della penna per insulina al momento della chiusura


Varie maschere dispositivi di distacco e svitamento per facilitare lo smaltimento



Informazioni per l'ordine

Ordine n.	Denominazione	Volume	Materiale	Pezzi per cartone	Pezzi per pallet	Misure cartone	Misure pallet
77.3884.005	Multi-Safe twin plus 500	0,5 l	PP	126	3.024	59,0 x 26,6 x 45,0 cm	120 x 80 x 195 cm
77.3884.105	Multi-Safe twin plus 500 con contrassegno di rischio biologico	0,5 l	PP	126	3.024	59,0 x 26,6 x 45,0 cm	120 x 80 x 195 cm

- Supporti individuali estendibili e lavabili



Informazioni per l'ordine accessori

Ordine n.	Denominazione	Dimensioni	Materiale	Pezzi per cartone	Misure cartone
95.963	Supporto a parete	51 x 139 mm	Acciaio inox	30	38,0 x 27,8 x 14,0 cm
95.965.001	Adattatore adesivo	Ø 54 mm	PP	150	25,3 x 19,3 x 19,0 cm



Per ulteriori informazioni sul nostro ampio assortimento di contenitori di smaltimento, nonché per la brochure completa 412, è possibile visitare il nostro sito www.sarstedt.com.

SARSTEDT S.r.l.
Via Leonardo Da Vinci, 97
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
Tel: +39 02 38292413
Fax: +39 02 38292380
info.it@sarstedt.com
www.sarstedt.com