

tubo estabilizador de virus

Para transporte de muestras



Listos para su aplicación:

- Aptos para el diagnóstico viral, como p. ej., el análisis de SARS-CoV-2
- Solución salina fisiológica (0,9 %) – para una calidad de muestras ideal
- Volumen de llenado de 1 o 3 ml – para un factor de dilución reducido
- Conformidad con los requisitos de la IATA – para una estanqueidad máxima durante el transporte

Información

Referencia	Descripción	Forma del fondo	Presentación
48.391	Tubo 101 x 16,5 mm, con 1 ml de NaCl 0,9%, 100 uds./bolsa		500 uds./caja
48.391.003	Tubo 101 x 16,5 mm, con 3 ml de NaCl 0,9%, 100 uds./bolsa		500 uds./caja
48.392	Tubo 90 x 13 mm, con 1 ml de NaCl 0,9%, 100 uds./bolsa		500 uds./caja
48.392.003	Tubo 90 x 13 mm, con 3 ml de NaCl 0,9%, 100 uds./bolsa		500 uds./caja



info.es@sarstedt.com · www.sarstedt.com

SARSTEDT S.A.U. · Camí de Can Grau, 24 · Pol. Ind. Valldoríolf · 08430 La Roca del Vallès · Tel: +34 93 846 41 03 · Fax: +34 93 846 39 78