

Vírusstabilizáló kémcső

Mintaszállítás céljára



Alkalmazásra kész:

- Megfelelő a vírusdiagnosztikához, pl. SARS-CoV-2 teszteléshez
- Fiziológiai konyhasóoldat (0,9 %) – az ideális mintaminőség érdekében
- 1 ml vagy 3 ml töltési térfogat – csekély hígítási tényező érdekében
- IATA-megfelelőség – a maximális szállítási tömítettség érdekében

Rendelési információ

Rendelési szám	Megjelölés	Alj formája	Csomagolás
48.391	101 x 16,5mm csövek, 1 ml 0,9%-os NaCl oldattal, 100 db/tasak		500 darab/karton
48.391.003	101 x 16,5mm csövek, 3 ml 0,9%-os NaCl oldattal, 100 db/tasak		500 darab/karton
48.392	90 x 13mm csövek, 1 ml 0,9%-os NaCl oldattal, 100 db/tasak		500 darab/karton
48.392.003	90 x 13mm csövek, 3 ml 0,9%-os NaCl oldattal, 100 db/tasak		500 darab/karton

 **SARSTEDT**

info.hu@sarstedt.com · www.sarstedt.com

SARSTEDT Kft · Ezred u. 2 · Login Business Park · B2-01-06 · 1044 Budapest · Tel: +36 1 38 31 216 · Fax: +36 1 38 31 213