

Zkumavka pro stabilizaci viru

Pro přepravu vzorků



Předpoklady pro použití:

- Vhodné k diagnostice virů, např. k testování SARS-CoV-2
- Fyziologický roztok (0,9 %) – pro ideální kvalitu vzorků
- Objem 1 ml nebo 3 ml – pro nízký faktor ředění
- V souladu se směrnicí IATA – pro maximální dodržení podmínek těsnosti při přepravě

Informace pro objednávání

| Objednací číslo | Název | Tvar dna | Balení |
|-----------------|---|---|---------------|
| 48.391 | Zkumavky 101 x 16,5mm, s 1 ml NaCl 0,9%, 100 ks/sáček |  | 500 ks/karton |
| 48.391.003 | Zkumavky 101 x 16,5mm, s 3ml NaCl 0,9%, 100 ks/sáček |  | 500 ks/karton |
| 48.392 | Zkumavky 90 x 13mm, s 1 ml NaCl 0,9%, 100 ks/sáček |  | 500 ks/karton |
| 48.392.003 | Zkumavky 90 x 13mm, s 3 ml NaCl 0,9%, 100 ks/sáček |  | 500 ks/karton |

 **SARSTEDT**

info.cz@sarstedt.com · www.sarstedt.com

SARSTEDT spol. s r.o. · Pod Pekárnami 338/12 · 190 00 Praha 9 · Tel: +420 281 021 491 · Fax: +420 281 021 495