

Provette con stabilizzante virale

Per il trasporto di campioni



Pronte per l'applicazione desiderata:

- Indicate per la diagnostica virale, come ad es. i test per il SARS-CoV-2
- Soluzione salina fisiologica (0,9%) – per una qualità ideale dei campioni
- Volume di riempimento di 1 ml o 3 ml – per un fattore di diluizione ridotto
- Conforme a IATA – per la massima tenuta durante il trasporto

Informazioni per l'ordine

Codice Articolo	Denominazione	Forma del fondo	Confezione
48.391	Provette 101 x 16,5mm, con 1 ml di NaCl 0,9%, 100 pz./sacchetto		500 pz./cartone
48.391.003	Provette 101 x 16,5mm, con 3 ml di NaCl 0,9%, 100 pz./sacchetto		500 pz./cartone
48.392	Provette 90 x 13mm, con 1 ml di NaCl 0,9%, 100 pz./sacchetto		500 pz./cartone
48.392.003	Provette 90 x 13mm, con 3 ml di NaCl 0,9%, 100 pz./sacchetto		500 pz./cartone

 **SARSTEDT**

info.it@sarstedt.com · www.sarstedt.com

SARSTEDT S.r.l. · Via Leonardo Da Vinci, 97 · 20090 Trezzano sul Naviglio (MI) · Tel: +39 02 38292413 · Fax: +39 02 38292380