

# Virüs stabilizasyon tüpü

Numune transferi için



## Uygulamanız için hazır:

- Örn. SARS-CoV-2 testi gibi virüs diyagnostiği için uygundur
- Fizyolojik salin solüsyonu (%0,9) – ideal numune kalitesi için
- 1 ml veya 3 ml dolum hacmi – daha düşük dilüsyon faktörü için
- IATA uyumlu – taşıma sırasında maksimum sızdırmazlık için

## Sipariş bilgileri

Sipariş numarası	Tanım	Taban şekli	Ambalaj
48.391	Tüp 101 x 16,5mm, 1 ml NaCl %0,9 içerir, 100 adet/torba		500 adet / karton
48.391.003	Tüp 101 x 16,5mm, 3ml NaCl %0,9 içerir, 100 adet/torba		500 adet / karton
48.392	Tüp 90x 13mm, 1 ml NaCl %0,9 içerir, 100 adet/torba		500 adet / karton
48.392.003	Tüp 90x 13mm, 3ml NaCl %0,9 içerir, 100 adet/torba		500 adet / karton

 **SARSTEDT**

info.tr@sarstedt.com · www.sarstedt.com