

Zmena obalu 50 ml skúmavky



Výhody:

- Pohodlný zatláčací uzáver pre hygienické opätovné zatvorenie
- Pečať bezpečnosti vďaka uzáveru originality
- Usporiadané balenie pre pohodlné vyberanie

Informácie pre objednávanie

Č. výrobku	Označenie	Farba uzáveru	Popis	Ks/vnút. obal	Ks/kartón
62.547.254	Skúmavka, 50 ml, 114x28 mm, kónická, PP	■	Bez obsahu DNA, bez DNázy/RNázy, pyrogénov/endotoxínov, cytotoxínov, sterilná	25	300
62.547.274	Skúmavka, 50 ml, 114x28 mm, kónická, PP	☒	Bez obsahu DNA, bez DNázy/RNázy, pyrogénov/endotoxínov, cytotoxínov, sterilná	25	300
62.548.004	Skúmavka, 50 ml, 114x28 mm, kónická, PP	■	Bez obsahu DNA, bez DNázy/RNázy, pyrogénov/endotoxínov, cytotoxínov	25	300

Dostupné od 06.2021