

HENm/HENm Cart

Specifické etiketování zkumavek S-Monovette® před odběrem krve pro konkrétního pacienta



Tube Labeler HENm (stolní přístroj) a HENm Cart (mobilní verze)

- Příprava etiketovaných zkumavek S-Monovette dle specifických informací o pacientech z NIS nebo LIS
- 1 sada s dodatečnými etiketami a tiskem dokladu na pacienta
- Žádné chybné etiketování, žádné chybějící zkumavky
- Bezpečnost procesů v laboratoři zajištěná perfektním umístěním etiket

Bezpečnost procesů od odběru krve až do laboratoře

Manuální etiketování zkumavek pro odběr krve skýtá možnou chybovost. Etikety mohou být nesprávně umístěny, takže při analýze v laboratoři dojde k chybám, etikety mohou být umístěny na nesprávné zkumavky (nesprávný kód materiálu) nebo se na zkumavky zapomene, takže je nutné zadat dodatečný požadavek, čímž ztrácíme vzácný čas.

HENm a HENm Cart poskytují kompletní patientský set perfektně etiketovaných zkumavek S-Monovette. Používají se v nemocnici nebo v ambulancích na centrálním pracovišti, případně mobilní formou přímo u pacienta. Informace z NIS (nemocniční informační systém) nebo LIS (laboratorní informační systém) stanoví, které zkumavky S-Monovette jsou potřeba. I pro dodatečné nádoby na vzorky, jako jsou např. kelímky na moč, výtěrové tampóny atd. lze vytisknout etikety a tyto volně přiložit k sadě. Tisk dokladu sdružuje informace a uzavírá proces.

S integrovanou válivou míchačkou zajišťuje HENm Cart vysokou kvalitu obsahu vzorku. Zkumavky se bezprostředně po odběru krve promíchávají s aditivem. Zabudovaná baterie zásobuje bezpečně HENm, válivou míchačku a PC energii během průchodu stanic.



Miska s patientskou sadou



Válečková míchačka na přístroji HENm Cart



Tisk dokladu

Technické údaje

	Tube Labeler HENm	Tube Labeler HENm Cart (mobilní verze)
SARSTEDT REF.	90.191.450	90.191.451
Kapacita	až 1 400 zkumavek/h; cca 900/h v rutinním provozu	až 1 400 zkumavek/h; cca 900/h v rutinním provozu
S-Monovette® typy	Průměr: 11–16 mm Délka: 75–129 mm (vč. víčka a pístu)	Průměr: 11–16 mm Délka: 75–129 mm (vč. víčka a pístu)
Počet S-Monovette® typy	max. 14	max. 14
Kapacita zásobníku	max. 140	max. 140
Podávání zkumavek	ležmo v přihrádce, zarovnané	ležmo v přihrádce, zarovnané
Výdej sady	otevřená miska	otevřená miska
Metoda tisku	přímý termotisk	přímý termotisk
Velikost etiket	45 x 30 mm	45 x 30 mm
Typ čárového kódu	všechny běžné 1-D, Data Matrix	všechny běžné 1-D, Data Matrix
Dodatečná tiskárna (integrovaná)	pro extra etikety	pro extra etikety
Identifikace typu zkumavky	ano	ano
Identifikace primární etikety	ano	ano
Akumulátor pro síťově nezávislé napájení proudem	ne	ano – 13h stand-by
Integrovaná míchačka	ne	ano – válivá míchačka na 4 zkumavky; 24 ot/min
Rozměry Š x H x V	199x599x396 mm	599x845x920 mm
Hmotnost	20 kg	55 kg

SARSTEDT spol. s r.o.
Pod Pekárnami 338/12
190 00 Praha 9
Tel: +420 281 021 491
Fax: +420 281 021 495
info.cz@sarstedt.com
www.sarstedt.com