


Für die Anwendung von Sarstedt Verbrauchsartikeln in der Cryokonservierung

**Cryo Performance Tested-Artikel erfüllen folgende zertifizierte
Reinheitskriterien:**

- ✓ Steril
- ✓ Pyrogenfrei / endotoxinfrei
- ✓ Nicht-zytotoxisch
- ✓ Nicht-mutagen
- ✓ CE 

Wir garantieren, dass folgende Grenzwerte eingehalten werden:

Sterilität validiert gemäß ISO 11137

Pyrogene / Endotoxine <0,06 EU/ml

Nicht-zytotoxisch gemäß ISO 10993

Mutagenitätsfreiheit nach Ames Test II